

PHILIPS

Mikro-flexibler
Schlauch, 12 mm

DreamStation Go

Der kleinste Schlauch von
Philips

Ermöglicht besondere
Bewegungsfreiheit

Der leichteste Schlauch von
Philips



HH1455



Für mehr Bewegungsfreiheit im Schlaf

Unser 12-mm-Schlauch ist um 58% dünner als der Philips Performance-Schlauch mit 22 mm Durchmesser* und bietet mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit als ein 15-mm-Schlauch.**

Unser dünnster und leichtester Schlauch mit nur 12 mm Durchmesser

- Klein und leicht

Besonderheiten

Klein und leicht

Der mikro-flexible Schlauch mit einem Durchmesser von 12 mm ist der kleinste und leichteste Schlauch, den Philips je entwickelt hat. Im Rahmen einer aktuellen Vergleichsstudie gaben die Patienten an, dass sich der mikro-flexible 12-mm-Schlauch durch

eine höhere Flexibilität, mehr Komfort und mehr Bewegungsfreiheit auszeichnet als die Standardschläuche.**

Daten

Technische Daten

Material: TPE und Polypropylen

Austausch: Alle 6 Monate

Länge des Schlauchs: 187,5 cm

Gewicht des Schlauchs: 69 g

Innendurchmesser des Schlauchs: 12,12 mm

Teilenummer

Mikro-flexibler Schlauch, 12 mm: PR12

Bedienung

Gewährleistung: 90-days

Kompatibilität

PAP-System: DreamStation Go Auto-CPAP



* *Im Vergleich zum Philips Respironics 22-mm-Performance-Schlauch

** **Geförderte Studie zum Vergleich der DreamStation 15-mm-Schläuche und der mikro-flexiblen DreamStation 12-mm-Schläuche, 2016 (n = 31)