

PHILIPS

AVENT

Mikrodalga Buharlı
Sterilizasyon Cihazı

SCF271/07



Son derece hızlı ve kullanışlı

6 biberonu 2 dakikada sterilize eder

Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips AVENT Mikrodalga Buhar Sterilizörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.

Avantajlar ve özellikler:

- Etkili sterilizasyon
- Ultra hızlı, kullanımı kolay
- Ev ve seyahat için ideal
- Büyük kapasiteli
- Güvenli, kolay taşıma
- Küçük ve hafif

Özellikler

Ultra hızlı, kullanımı kolay



Sadece su ekleyin, yerleştirin ve 2 dakika süreyle mikrodalgada tutun. 1100-1850 Watt'ta 2 dk., 850-1000 Watt'ta 4 dk., 500-850 Watt'ta 6 dk.

Küçük ve hafif



Çoğu mikrodalgaya uyur. Seyahat için uygundur.

Ev ve seyahat için ideal



Ev ve seyahat için ideal

Büyük kapasiteli



En fazla altı 260ml / 9oz AVENT Biberon veya iki Philips AVENT Göğüs Pompası ve iki Philips AVENT Biberon alır.

Güvenli, kolay taşıma



Klipsler kapağı güvenli şekilde kapatır ve yan kulplar güvenli taşıma için soğuk kalır.

Etkili sterilizasyon



Hastane ilkesine dayanan yoğun buhar ısı, zararlı bakterileri yok eder.

Teknik Özellikler

Menşei

England

Ağırlık ve boyutlar

Ağırlık: 740 g

Boyutlar: 166 (Y), 280 (G), 280 (U) mm

Paket içeriği

Buharlı mikrodalga sterilizatörü: 1 pcs

Maşa: 1 pcs

