

PHILIPS

bærbar mesh-
forstøver

InnoSpire Go

Håndholdt behandling

Behandling på fire minutter**

Innebygd oppladbart batteri

Forstøverkammerets kapasitet
er 2-8 ml



HH1342



Rask, effektiv og stille

Utformet for å gi deg mer tid til å leve livet

InnoSpire Go-forstøveren er rask, effektiv og enkel å bruke, og den er laget for å gi kortere behandlingstid. Dette gir deg eller barnet ditt mer tid sammen med venner og familie.

Innebygd oppladbart batteri

- Kapasitet for opptil 30 behandlinger

Rask behandling

- Behandlingstiden reduseres med 25 %* Behandling på fire minutter**
- For vanlige medisiner

Enkel, todelt konstruksjon

- Stilig, enkel design
- Rengjøring og vedlikehold går raskt og enkelt

Så godt som stille

- Medisin kan gis hvor som helst

Høydepunkter

Innebygd batteri med lang levetid



Det oppladbare batteriet har kapasitet for opptil 30 behandlinger (120 minutters bruk) mellom hver lading.

Enkel bruk



Start behandlingen ved å trykke på en knapp. Lyd og visuelle signaler viser når behandlingen er fullført, før apparatet slår seg av.

Rask behandling



Klinisk testet Aerogen Vibronic vibrerende mesh-forstøver for behandling gjør flytende medisin om til fin damp for å gi rask behandling.

Enkel, todelt konstruksjon



Munnstykket er lett å ta av, slik at InnoSpire Go er enkelt å bruke, rengjøre og vedlikeholde. Følg tre enkle trinn for å fylle, behandle og rengjøre.

Allsidig



InnoSpire Go er laget for bruk med de vanligste reseptbelagte aerosolmedisinene for luftveissykdommer.

Så godt som stille behandling



Denne lille, bærbare og diskrete forstøveren kan brukes hvor som helst, slik at du og barnet ditt kan glede dere over daglige aktiviteter, uansett hvor dere er.

Spesifikasjoner

Beskrivelser

Size: 7,0 x 4,5 x 13,5 cm

Vekt: 111 g

Battery type: Litium-ion

Aerosoldata

Salbutamol 2.5 ml: MMAD μm : 3.99, Treatment time (min:sec): 4.18, Residual volume ml: 0.3

Salbutamol 2.5 ml: Prosentandel av partikler som inhaleres $<lt;/> 5 \mu\text{m}$: 64,4 %

Ipratropium bromide 2 ml: MMAD μm : 3.93, Treatment time (min:sec): 3.44, Residual volume ml: 0.2

Ipratropium bromide 2 ml: Prosentandel av partikler som inhaleres $<lt;/> 5 \mu\text{m}$: 65,3 %

Budesonide 2 ml: Prosentandel av partikler som inhaleres $<lt;/> 5 \mu\text{m}$: 52,1 %

Budesonide 2 ml: MMAD μm : 4.84, Treatment time (min:sec): 3.34, Residual volume ml: 0.3

Service

Handset warranty: 2 years

Mouthpiece warranty: 1 year

