

PHILIPS

Nébuliseur à maille portable

InnoSpire Go

Traitement manuel

Traitement en 4 minutes**

Batterie intégrée



HH1342



Rapide, efficace et silencieux

Conçu pour vous laisser profiter pleinement de la vie

Rapide, efficace et facile à utiliser, le nébuliseur InnoSpire Go est conçu pour réduire la durée de traitement et offrir à vous ou à votre enfant plus de temps pour partager de bons moments en famille et entre amis.

Traitement rapide

- Réduction de 25 %* de la durée du traitement* Traitement en 4 minutes**
- Pour les médicaments fréquemment prescrits

Batterie rechargeable intégrée

- Capacité maximale : 30 traitements

Construction simple, en deux parties

- Conception simple et élégante
- Rapidité et simplicité du nettoyage et de l'entretien

Très silencieux

- Administration de médicaments n'importe où

Points forts

Batterie longue durée intégrée



La batterie rechargeable permet d'administrer jusqu'à 30 traitements (120 minutes d'utilisation) entre chaque charge.

Utilisation facile



Démarrez le traitement en appuyant simplement sur un bouton. Des signaux sonores et visuels en indiquent la fin, puis l'appareil s'éteint automatiquement.

Traitement rapide



Nébuliseur à maille vibratoire Aerogen Vibronic à l'efficacité cliniquement prouvée permettant de transformer des médicaments liquides en un fin brouillard afin d'accélérer le traitement.

Construction simple, en deux parties



L'embout buccal amovible facilite l'utilisation, le nettoyage et l'entretien d'InnoSpire Go. Effectuez les étapes de remplissage, de traitement et de nettoyage en toute simplicité.

Polyvalent



InnoSpire Go est conçu pour être utilisé avec les aérosols fréquemment prescrits en cas de maladies respiratoires.

Traitement très silencieux



Petit, portable et discret, ce nébuliseur peut être utilisé n'importe où, afin que vous ou votre enfant puissiez profiter des activités quotidiennes de la vie, où que vous soyez.

Caractéristiques

Caractéristiques

Taille: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm

Poids: 111 g

Type de batterie: Lithium-ion

Services

Garantie de l'appareil: 2 years

Garantie de l'embout buccal: 1 year

