

PHILIPS

AVENT

Easy Comfort Single
elektriskais krūts piena sūknis

Ietver vienu 120 ml pudelīti



SCF301/02



Ērtība un komforts efektīvai atslaukšanai

Izvēlieties kādu no 4 stimulēšanas režīmiem un 4 atslaukšanas iestatījumiem, lai katru atslaukšanas reizi padarītu komfortablu un personalizētu. Vieglais un kompaktais dizains atvieglo atslaukšanu arī ārpus mājas.

Viegla un kompakta konstrukcija

- Viegla atslaukšana — mājās un ceļā
- Barošana, izmantojot baterijas un elektroenerģiju

Vairāki vienkārši iestatījumi personalizētai lietošanai

- Vienkārši izvēlieties iestatījumus un aizmirstiet par tiem
- 4 stimulēšanas režīmi un 4 atslaukšanas režīmi optimālai atslaukšanai

Diskrētai un higiēniskai atslaukšanai

- Diskrēts displejs ar skaņu un aizmugurgaismojumu diskrētai lietošanai jebkurā diennakts laikā

Tehnoloģija Rhythmic Wave

- Ļauj atdarināt mazuļa zīšanas ritmu

Maigai piena plūsmas stimulēšanai

- Miksts masāžas spilventiņš, kas palīdz stimulēt piena plūsmu

Izceltie produkti

Personalizēta atslaukšana



Piena atslaukšanas laikā ir svarīgi justies ērti, un komforts katrai māmiņai nozīmē ko citu. Ar šo piena sūkni jūs varat izvēlēties kādu no 4 stimulēšanas režīmiem un 4 atslaukšanas iestatījumiem. Tādējādi katru atslaukšanas reizi varat padarīt efektīvu un ērtu.

Vienkārši iestatījumi



Māmiņām pietiek rūpju, tāpēc viņām nav jāatceras piemērotākais iestatījums atkārtoti — mēs to izdarīsim viņu vietā. Jūsu izvēlētie iestatījumi tiek saglabāti — lai sāktu, jums tikai jānospiež poga. Vēlaties nedaudz atpūsties? Vienkārši nospiediet pauzes pogu un atsāciet, nospiežot ieslēgšanas pogu. Tas ir tik vienkārši!


Mīksts masāžas spilventiņš

Mūsu piena sūkni ir radīti, rūpējoties par jūsu ērtībām. Masāžas spilventiņu mīkstā, velvetam līdzīgā tekstūra rada siltu sajūtu un ir patīkama saskarē ar ādu, kā arī palīdz stimulēt piena plūsmu. Turklāt elastīgais materiāls atgādina mazuļa zīšanas darbības un tādējādi var palīdzēt veicināt piena pieplūdumu.

Vieglā un kompakta konstrukcija

Vieglā un kompakta konstrukcija nodrošina vienkāršu un ērtu atslaukšanu mājās un iespēju ierīci izmantot piena atslaukšanai ārpus mājas.

Dubulta jauda



Šī produkta darbībai tiek izmantota elektrība. Papildu mobilitātei varat ievietot tajā baterijas, lai izmantotu ierīci bez vada. Varat ievietot četras neuzlādējamas 1,5 V AA baterijas vai četras lādējamas 1,2 V AA baterijas.

Ļauj atdarināt zīšanas procesu



Bērni, kas tiek baroti ar krūti, ievēro noteiktu zīšanas, rīšanas un elpošanas ritmu ar attiecību 1:1:1. Šajā piena sūkni iestrādātā īpašā tehnoloģija Rhythmic Wave ļauj atdarināt zīdaiņa zīšanas un rīšanas darbības, to ātrumu un ritmu (1:1), lai ātri un efektīvi veicinātu piena plūsmu. Tas nozīmē, ka piena atslaukšana kļūst dabiskāka un ērtāka.

Diskrētai atslaukšanai



Mūsu parocīgais displejs ar aizmugurgaismojumu nodrošina iespēju diskrēti veikt piena atslaukšanu nakts laikā, bez nepieciešamības ieslēgt apgaismojumu. Turklāt klusinātā skaņa nozīmē mazāk traucēkļu.

Specifikācijas

Izcelsmes valsts

China

Attīstības posmi

Posms: 0–6 mēneši

Materiāls

Pudelīte: Nesatur BPA*, Polipropilēns

Knupītis: Nesatur BPA*, Silikona

Piena sūknis: Nesatur BPA* (tikai daļas, kas saskaras ar ēdienu)

Kas ir iekļauts

Sealing disc for milk storage: 1 pcs

Dizains

Pudelītes dizains: Ergonomiska forma, Plats kakliņš

Piena sūkņa dizains: Kompakts dizains

Kas ir iekļauts

Krūts piena sūkņa korpuss: 1 pcs

Pamatierīce, iesk. caurulīti: 1 pcs

Ceļojumu pārsegs: 1 pcs

Vienkārša lietošana

Piena sūkņa izmantošana: Intuitīva salikšana, vienkārša tīršana, pilnībā saderīgs klāsts

Funkcijas

Tehnoloģija Rhythmic Wave: Atdarina zīdaiņa zīšanas procesu

Kas ir iekļauts

Natural pudelīte, 125 ml: 1 gab.

Mīksts spilventiņš: 1 pcs

Siksniņa: 1 gab.

