

PHILIPS

12 mm
mikroflexibelt rør

DreamStation Go

Philips minste rør

Gir bevegelsesfrihet

Philips letteste rør

HH1455



Bevegelsesfrihet når du sover

Rører på 12 mm er 58 % mindre enn Philips-røret på 22 mm*. Det gir økt fleksibilitet og gjør det lettere å bevege seg, sammenlignet med et rør på 15 mm.**

Røret på 12 mm er det minste og letteste vi noensinne har laget

- Minst og lettest

Høydepunkter

Minst og lettest



Det mikroflexible 12 mm røret er det minste og letteste røret Philips noensinne har utviklet. I en relativt ny sammenligningsstudie syntes

pasientene at det mikroflexible 12 mm DreamStation-røret gir økt fleksibilitet, mer komfort og mer bevegelsesfrihet sammenlignet med standardrøret.**

Spesifikasjoner

Service

Garanti: 90-days

Kompatibilitet

PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Teknisk informasjon

Materiale: TPE og polypropylen

Erstatning: Hver 6. måned

Rørlengde: 187,5 cm

Vekt rør: 69 gram

Indre diameter rør: 12,12 mm

Delenummer

Micro-fleksibel 12 mm slange: PR12

