

PHILIPS

Duurzame SideStream-
vernevelaar

SideStream

met het Sam de Schildpad-
masker

Inclusief slangen en mondstuk

 Product Picture

HH1310



Behandeling in 6-8 minuten*

De duurzame SideStream-vernevelaars kunnen worden gebruikt met de vaakst voorgeschreven ademhalingsmedicijnen. Inclusief slangen en een kindvriendelijk masker met speelgoedfiguren.

Efficiënte toediening van medicijnen

- Produceert consistent aerosol van hoge kwaliteit

Kenmerken

Innovatief ontwerp



Het venturi-systeem van de SideStream-vernevelaar versterkt de luchtstroom die wordt geleverd door de compressor. Dit resulteert in een snellere toediening en kortere behandel tijden

Specificaties

Ontwerp

Fewer parts: Easy to assemble and clean
Venturi system: Consistente medicijntoediening

