

PHILIPS

Duurzame SideStream-
vernevelaar

SideStream

met het Sam de Schildpad-
masker

Inclusief slangen en mondstuk



Kenmerken

Innovatief ontwerp



Het venturi-systeem van de SideStream-vernevelaar versterkt de luchtstroom die wordt geleverd door de compressor. Dit resulteert in een snellere toediening en kortere behandel tijden

Specificaties

Ontwerp

Venturi system: Consistente medicijntoediening

Design

Fewer parts: Easy to assemble and clean

