

PHILIPS

Infrapunalämpölamppu

HP3614



Kohokohdat

Philips – valoasiantuntija

Philips on yksi johtavista valotuotteita myyvistä yrityksistä maailmassa ja sillä on alalta yli 100 vuoden kokemus. Maailmanlaajuisesti Philips on myynyt yli 15 miljoonaa infrapunalämpölamppua.

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Säädettävä: 0 – 40 astetta (taaksepäin)

Paino ja mitat

Product weight: 0,5 kg

Product dimensions: 20,0 x 12,0 x 16,0
(KxLxS) cm

Tekniset tiedot

Cord length: 1,6 m

Power: 100 W

Voltage: 220/230 V

Frequency: 50 Hz

Paino ja mitat

Tukkupakkauksen mitat: 22,4 x 26,2 x 58,8
(KxLxS) cm

Tuotepakkauksen paino: 1 kg

No. of F-boxes in A-box: 6 pcs

Tukkupakkauksen paino: 3,1 kg

Euro-lavan kpl-määrä: 288 pcs

Tuotepakkauksen mitat: 21,1 x 12,6 x 19,2
(KxLxS) cm

Tekniset tiedot

Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)

Lamppujen tyyppi: R95, 100 W

Lampun käyttöikä: 750 käyttökertaa (10 minuuttia/kerta)

Turvallisuus

IEC-sertifioitu: Standardin IEC 60335 mukainen

Logistiset tiedot

Alkuperämaa: Saksa

Logistiset tiedot

CTV-koodi: 884361401000

Helppo säilyttää

Johdon säilytys

