

# PHILIPS

Duurzame SideStream-  
vernevelaar

SideStream

met het Sam de Schildpad-  
masker

Inclusief slangen en mondstuk



HH1310



## Behandeling in 6-8 minuten\*

De duurzame SideStream-vernevelaars kunnen worden gebruikt met de vaakst voorgeschreven ademhalingsmedicijnen. Inclusief slangen en een kindvriendelijk masker met speelgoedfiguren.

### Efficiënte toediening van medicijnen

- Produceert consistent aerosol van hoge kwaliteit

# Kenmerken

## Innovatief ontwerp



Het venturi-systeem van de SideStream-vernevelaar versterkt de luchtstroom die wordt geleverd door de compressor. Dit resulteert in een snellere toediening en kortere behandel tijden

# Specificaties

## Ontwerp

**Minder onderdelen:** Easy to assemble and clean

**Venturi-systeem:** Consistente medicijntoediening

