

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Enkel elektronisk
brystpumpe

SCF302/01

Utformet for komfort

Brystpumpe inspirert av naturen

Den unike og manuelle brystpumpen Philips Avent SCF302/01 uten BPA sørger for økt effektivitet, og det er klinisk bevist at den pumper mer melk enn doble elektriske pumper som brukes på sykehus*.

Fordeler og funksjoner:

- Lærer og fortsetter din pumperytme

Hjelper deg med å amme lenger

- Mer melk, på naturlig vis

Stimuler og pump

- Det skånsomme vakuemet simulerer at babyen dier, og gir en jevn strøm av melk
- Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.

Brukes på tre måter

- Kan drives via strømnettet, batteri og manuelt

Høydepunkter

Skånsomt vakuuum

Det skånsomme vakuuet simulerer at babyen dier, for å skape en jevn strøm av melk som krever mindre pumping.

Myke massasjeputer



De patenterte massasjeputene til Philips Avent-brystpumpen trekkes inn og ut og etterligner babyens sugemønster for å stimulere til en rask og naturlig laktasjon.

Lærer og fortsetter din pumperytme

Med ett enkelt trykk på en knapp vil det elektroniske minnet lære og fortsette din personlige pumperytme.

Mer melk, på naturlig vis



Pumping gjør brystmelken tilgjengelig også når du ikke er det

Nettdrevet, batteri og manuelt

I tillegg til å brukes via strømmettet kan denne enkle, elektroniske pumpen også drives med batterier og som en manuell pumpe, slik at du oppnår total fleksibilitet.

Drift

Voltage: 100–240 V

Opprinnelsesland

England: Yes

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

Følgende er inkludert:

Ekstra myk for nyfødte: 1 pcs

Bottle stand/funnel cover: 1 pcs

Brystmelkbeholder (125 ml / 4 oz): 1 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Spare parts: 1 pcs

Følgende er inkludert:

Electronic Breast Pump: 1 stk.

Battery pack: 1 pcs

Manual pump parts for when power is not available: 1

