

PHILIPS

12 mm mikro-
flexibel slang

DreamStation Go

Philips minsta slang

Ger rörelsefrihet

Philips lättaste slang



HH1455



Rörelsefrihet när du sover

Vår 12 mm slang är 58 % mindre än Philips 22 mm prestandaslang* och ger större flexibilitet och rörelsefrihet jämfört med en 15 mm slang.**

12 mm slangen är vår minsta och lättaste någonsin

- Minsta och lättaste

Funktioner

Minsta och lättaste

Den mikro-flexibla 12 mm slangen är den minsta och lättaste slang som Philips någonsin har kunnat erbjuda. I ett nyligen genomfört direkt test tyckte patienter att den mikro-

flexibla 12 mm DreamStation-slangen gav större flexibilitet, mer komfort och större rörelsefrihet jämfört med deras vanliga slang.**

Specifikationer

Teknisk information

Material: TPE och polypropylen

Byte: Var sjätte månad

Slanglängd: 6,15 fot (187,5 cm)

Slangvikt: 2,44 oz (69 g)

Slang, inre diameter: 12,12 mm

Artikelnummer

12 mm mikro-flexibel slang: PR12

Service

Garanti: 90-days

Kompatibilitet

PAP System: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

