

PHILIPS

Digitalt termometersett
for baby

SCH530/86



Enkel og pålitelig temperaturmåling

Digital termometersmukk for enkel og nøyaktig måling.

Rask og pålitelig måling

- Digitalt termometer for enkel og nøyaktig måling.
- Rask og pålitelig temperaturmåling i løpet av sekunder

Praktisk for deg og babyen

- Plate med fordypninger forhindrer hudirritasjon
- Inkluderer en smukk for nyfødte
- Utviklet spesielt for nyfødte babyer

Babyens sikkerhet

- Smukk som kan steriliseres eller kokes
- Gjør at du kan koke eller sterilisere uten å ødelegge elektronikken

Høydepunkter

Digitalt kroppstermometer

Raskt, pålitelig og nøyaktig digitalt termometer for å måle babyens temperatur.

Måling i løpet av sekunder

Aldri for varm, aldri for kald – det digitale termometeret forteller deg raskt om det er trygt å drikke melken eller spise maten. Du trenger ikke lenger gjette deg til om flasken eller glasset er passe varmt, og det er en fin metode for å sjekke om maten fremdeles er varm nok etter at du har tatt en pause i matingen.

Plate med fordypninger på smokken

Fordypninger gjør at det kommer luft til bak smokken for å beskytte den sensitive huden til babyen mot iritasjon.

Silikonsmokk

Den spesielle formen på silikonsmokken er utviklet for å passe i babyens munn, og den påvirker ikke den naturlige utviklingen. Du kan trygt bruke den til å berolige babyen.

Smokk følger med

Du kan putte smokken regelmessig inn i munnen til babyen for å stimulere ham eller henne til å bli vant til den. Den fungerer på samme måte som andre smokker.

Avtakbar elektronikk

Ved å ta den sensitive elektronikken som måler temperaturen av smokken, kan du sikkert sterilisere eller koke den delen som kommer i kontakt med babyen.

Steriliser smokken

Takket være det spesielle materialet kan du sterilisere smokken i en mikrobølgeovn eller elektrisk steriliseringsenhet, eller koke den uten at smokken tar skade av det.

Spesifikasjoner

Drift

Driftstid på batteri: 200 time(r)

Batteritype: LR41

Antall batterier: 2

Kan fjernes/byttes

Tekniske spesifikasjoner

Operating temperature range: 32–44 °C

Tilbehør

Brukerhåndbok

Batteri

Tekniske spesifikasjoner

Nøyaktighet: 36,5–39,0 °C: +/- 0,1 °C

Måletid: 10 sek

Anvendelighet

Automatisk avslåing

Klar-indikator

Anvendelighet

Fleksibel tupp

Passer til nyfødte

