

# PHILIPS

## AVENT

Elektrinis pientraukis  
„Comfort Single“

„Natural“

Pridedamas 4 oz buteliukas



SCF332/01



## Daugiau komforto, daugiau pieno

### Pientraukis su masažine pagalvėle

Kai sėdite patogiai ir atsipalaidavusi, pienas teka daug lengviau. Štai kodėl mes sukūrėme iki šiol pačią patogiausią pieno nutraukimo pompą: sėdėkite patogiai nesilenkdama pirmyn ir leiskite švelniai masažo pagalvėlei stimuliuoti pieno tekėjimą.

#### **Sėdėkite patogiau, nereikia lenktis pirmyn**

- Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

#### **Švelniai stimuliuoja, leisdama pienui tekėti**

- Minkšta masažinė pagalvėlė suteikia šilumos

#### **Kiti privalumai**

- Intuityvus surinkimas. Lengvai vizualiai suderinamos visos dalys
- Kompaktiškas, lengvas dizainas
- Suderinamas su kitais „Philips Avent“ maitinimo gaminiais
- Lengva valyti, nes mažai atskirų dalių
- Paprastas naudojimas vienu mygtuko palietimu

#### **Pasirinkite patogiausius nustatymus**

- Yra švelnios stimuliacijos ir 3 traukimo nustatymai

# Ypatybės

## Patogesnė padėtis



Pientraukis yra unikali konstrukcija, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad siurbdamas pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti pirmyn, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nusiurbdamas pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas natūraliai bėga daug lengviau.

## Paprasti pasirinkiami nustatymai

Ijungus, pientraukis automatiškai pradeda veikti stimuliacijos režimu, kad pradėtų tekėti pienas. Tuomet pasirinkite vieną iš 3 traukimo nustatymų, kuris jums maloniausias.

## Minkšta masažinė pagalvėlė



Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi nauja, minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią

stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Pagalvėlė švelniai atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip stimuliuoja pieno tėkmę.

## Kompaktiškas dizainas

Pientraukio konstrukcija kompaktiška, todėl jį patogų laikyti ir uždėti ant krūties. Mažą ir lengvą pagrindinį bloką galima patogiai pasidėti ir valdyti traukimo metu. Kad būtų patogų vežiotis ar saugoti, vamzdelis paprasčiausiai apvyniojamas apie pagrindinį bloką. Su baterijomis jį galima naudoti kelionėje.

## Lengva valyti

Valyti paprasta, nes mažai atskirų dalių. Pienas niekada nesiliečia su vamzdeliais ar pagrindiniu bloku. Visas dalis, išskyrus elektrines, galima plauti indaplovėje.

## Paprastas naudojimas

Elektrinis vienos krūties pientraukis idealiai tinka mamoms, kurios pieną traukia dažnai ir nori tai daryti be pastangų, vienu mygtuko spustelėjimu.

## Intuityvus surinkimas

Lengvai vizualiai suderinamos visos dalys – intuityvus surinkimas.

## Visiškai suderinamas asortimentas

Šį pientraukį galima naudoti kartu su kitais maitinimo gaminiais iš „Philips Avent“ asortimento, tokiais kaip mūsų „Classic“ buteliukai ir pieno laikymo indeliai. Be to, „Philips Avent“ pateikia krūtų priežiūros priemonių asortimentą, kurie padės ilgiau maitinti krūtimi ir užtikrins komfortą.

# Specifikacijos

## Pientraukis

**Medžiaga:** Be BPA\*

## Konstrukcija

**Buteliuko dizainas:** Ergonomiška forma,

Platus kakliukas

**Pientraukio dizainas:** Kompaktiškas dizainas

## Kilmės šalis

Anglija

## Medžiaga

**Pientraukis:** Polipropilenas, Be BPA\*

**Buteliukas:** Polipropilenas, Be BPA\*

**Čiulptukas:** Silikoninis, Be BPA\*

## Kas pridama

**Krūties įklotų mėginių pakuotės:** 2 (2 dienos įklotai ir 2 nakties įklotai) vnt.

**Itin minkštas čiulptukas naujagimiams:** 1 vnt.

**Sandarinimo diskas pienui laikyti:** 1 vnt.

**„Natural“ buteliukas 4 oz:** 1 vnt.

**Standartinio dydžio pagalvėlė:** 1 vnt.

**Pientraukio korpusas:** 1 vnt.

**Pagrindinis blokas su vamzdeliu:** 1 vnt.

**Atsarginė diafragma:** 1 vnt.

## Lengva naudoti

**Pientraukio naudojimas:** Intuityvus

surinkimas, Lengva valyti, Visiškai

suderinamas asortimentas

## Funkcijos

**Nereikia lenktis pirmyn:** Sėdėkite patogioje padėtyje

**Minkšta masažinė pagalvėlė:** Švelnus stimuliacijos

**Nustatymai:** 3 „Expression“ nustatymai, 1 stimuliacijos režimas

## Vystymosi etapai

**Etapas:** nuo 0 iki 6 mėn.

