

PHILIPS

AVENT

Велика масажна насадка

Для всіх молоковідсмоктувачів
Comfort



SCF167/01



Відповідний розмір, максимальна зручність

Молоковідсмоктувач із ширшою воронкою

Ця м'яка масажна насадка має ширшу воронку, спеціально створену для мам із більшими сосками. Її можна використовувати з молоковідсмоктувачами лінійки Philips Avent Comfort. Зображення нижче допоможуть Вам прийняти рішення, чи Вам потрібна більша насадка для молоковідсмоктувача.

Зручне зцідження

- Ширша воронка для комфорту
- Підходить для всіх молоковідсмоктувачів лінійки Natural

Перевірте свій розмір для оптимального комфорту

- Правильний розмір: сосок зручно розміщений у лінії насадки
- Виберіть великий розмір: сосок торкається стінок воронки

Основні особливості

Велика насадка молоковідсмоктувача

Можна дізнатися, чи Вам потрібна велика насадка молоковідсмоктувача, перевіривши, чи сосок зручно розміщується у воронці насадки. Якщо сосок торкається або третється об стінки воронки насадки, слід вибрати велику насадку молоковідсмоктувача для комфортнішого зіджджування.

Відповідний розмір

Якщо сосок зручно розміщений у лійці насадки, Ви використовуєте масажну насадку відповідного розміру.

Надто малий розмір

Якщо сосок торкається або третється об стінку воронки насадки, слід вибрати велику насадку молоковідсмоктувача із ширшою воронкою для більш комфортного зіджджування.

Підходить для всіх молоковідсмоктувачів Natural

Велика м'яка масажна насадка сумісна з усіма молоковідсмоктувачами Philips Avent Comfort лінійки Natural.

Специфікації

Насадка

Матеріал: Силікон, Без вмісту BPA*

Країна походження

Великобританія

Матеріал

Без вмісту BPA*

У комплекті:

Велика насадка: 1 шт.

Сумісність

Сумісність із лінійкою Natural

Простота у користуванні

Насадка: Легко мити, Можна мити в посудомийній машині

Функції

М'яка масажна насадка: Лагідне стимулювання

Етапи розвитку

Етап: Вагітність, 0–6 місяців

Замінна деталь

Підходить для моделей: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

