

PHILIPS

AVENT

Дитяча пляшечка
Classic+

2 пляшечки

260 мл

Соска з повільним потоком

від 1 міс.



SCF563



Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Створено для неперервного годування

Система клапана Airflex та текстурна соска нашої пляшечки Classic+ створені для максимального усунення переривань та дискомфорту під час годування. Завдяки вбудованому антиколіковому клапану повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини.

Інші переваги

- Сумісна лінійка – від годування грудьми до пиття з чашки
- Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски
- Ця пляшечка не містить BPA

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

- Підтверджено, що антиколіковий клапан зменшує кольки*
- На 60% менше неспокою вночі*
- Спеціальна форма соски для надійного захоплення
- Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Легко використовувати, мити та збирати

- Конструкція, що не протікає
- Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин
- Пляшечка з широким горлечком і заокругленим обідком, яку легко мити
- Легко тримати


Основні особливості

Менше кольок



Наш антикольовий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животики дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.

Менше неспокою



Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антикольових пляшечок конкурентів.*

Безперервне годування



Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.

Надійне захоплення

Спеціальна форма соски для надійного захоплення

Конструкція, що не протікає

Наша пляшечка Anti-colic не протікає для справді приємного годування.

Легко збирати



Наша пляшечка Anti-colic має невелику кількість частин, щоб її можна було швидко і легко зібрати.

Легко тримати



Пляшечку унікальної форми легко тримати та брати з будь-якого боку.

Легко мити



Нашу пляшечку з широким горлечком і меншою кількістю частин легше збирати і можна швидко й ретельно мити.

Росте разом із дитиною



Комбінуйте наші молоковідсмоктувач, частини пляшечки і чашки залежно від потреб!

Без вмісту BPA



Пляшечку Philips Avent Anti-colic виготовлено з матеріалу без вмісту BPA (поліпропілен).

Задовольняє щоденні потреби дитини



Лінійка пляшечок Philips Avent Anti-colic пропонує різні рівні інтенсивності потоку рідини соски відповідно до розвитку дитини. Пам'ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Усі соски доступні в подвійних упаковках: для новонароджених, з повільним, середнім, швидким, змінним потоком та для густої їжі.

Специфікації

Конструкція

Колір: Прозорий

Ємність: 260 мл

Етап: 0–12 місяців

Конструкція

Дизайн пляшечки: Ергономічна форма, Широке горлечко

Пляшечка: Без вмісту BPA, Поліпропілен

Соска: Без вмісту BPA, Силікон

Комплектування

Дитяча пляшечка: 2 pcs

Простота у користуванні

Використання пляшечки: Можна використовувати в мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині, Легко збирати, Легко мити, Легко тримати

Функції

Простота у користуванні: легко мити та збирати, конструкція, що не протікає, 4 частини для легкого збирання

Антикольковий клапан: Система клапана Airflex створена для зменшення заковтування повітря

Функції

Соска: Легке захоплення, ребриста текстура запобігає злипанню соски, підтверджена антиколькова система

