

Philips Avent
Silikonmembran für
Milchpumpen



CP1223

So erzeugen Sie ein Vakuum in der Milchpumpe.

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten".

Diese Silikonmembran (zusammen mit dem Schaft) erzeugt ein Vakuum in Ihrer Handmilchpumpe.

PHILIPS
AVENT

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen:: SCF330



Ausstellungsdatum
2023-02-27

Version: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com