

PHILIPS

AVENT

Üksik elektriline rinnapump Comfort

Natural

Komplekti kuulub 125 ml lutipudel



SCF332/01



Rohkem piima ja mugavalt

Massaažipadjakesega rinnapump

Kui tunnete end mugavalt ja lõdvestunult, tuleb piima kergemini. Seepärast oleme valmistanud oma seni mugavaima rinnapumba. Istuge mugavas asendis, vajaduseta ettepoole kummarduda, ja laske meie pehmel massaažipadjal õrnalt piimavoogu stimuleerida.

Mugav isteesend ja puudub vajadus ettepoole kummarduda

- Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Stimuleerib õrnalt väljapumpamist ja piimavoogu

- Pehme massaažipadi, mis tundub soe

Muud eelised

- Intuiitiivne kokkupanek. Osade lihtne visuaalne kokkusobitamine
- Kerge kompaktne disain
- Ühildub muude Philips Aveni toitmisvahenditega
- Lihtsalt puhastatav tänu sellele, et eraldatavaid osi on vähe
- Lihtne kasutada ühe nupulevajutusega

Valige enda jaoks mugavaim seadistus

- On olemas õrn stimuleerimisrežiim ja kolm pumpamisseadistust

Esiletõstetud tooted

Mugavam asend



Tänu rinnapumba ainulaadsele disainile voolab piim rinnast otse lutipudelisse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea ettepoole kummarduma selleks, et kogu piim voolaks pudelisse. Mugav isteesend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad loomulikult kaasa piima hõlpsamale voolamisele.

Lihtsad seadistused, mille hulgast valida

Et piim hakkaks voolama, käivitub pumba sisselülitamisel automaatselt õrn stimuleerimisrežiim. Seejärel valige kolme pumpamisseadistuse seast see, mis tagab teie jaoks kõige mugavama piimavoo.

Pehme massaažipadjake



Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha

vastas soe. Padi on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.

Kompaktne disain

Rinnapumba kompaktne disain muudab selle käeshoidmise ja rinnale seadmise lihtsaks. Väikese ja kerge aluse saab hõlpsalt paigutada mugavasse käeulatusse, et väljapumpamist täielikult kontrollida. Transportimisel ja hoiustamisel lisab mugavust see, et vooliku saab lihtsalt ümber aluse keerata. Lihtne kasutada patareitoitel liikvel olles.

Lihtsalt puhastatav

Puhastamine on lihtne, sest eraldatavaid osi on vähe. Teie piim ei puutu kunagi kokku vooliku ega alusega. Kõiki osasid, v.a elektrilised osad, võib pesta nõudepesumasinas.

Lihtne kasutada

Üksik elektriline rinnapump sobib hästi emadele, kes pumpavad piima sageli ja hindavad seda, et pumpamine oleks lihtne, ühe nupulevajutusega.

Intuiitiivne kokkupanek

Osade lihtne visuaalne kokkusobitamine intuiitiivse kokkupaneku eesmärgil.

Täielikult ühilduv tootesari

Seda rinnapumpa saab kasutada koos muude Philips Aventi tootesarja toitmisvahenditega, kaasa arvatud meie klassikaliste lutipudelite ja piima hoiunõudega. Samuti pakub Philips Avent rinnahooldustarvikute sarja, mis aitab kauem rinnaga toita ja lisab mugavust.

Spetsifikatsioon

Rinnapump

Materjal: BPA-vaba*

Ehitus

Pudeli kuju: Ergonoomiline kuju, Lai kael
Rinnapumba disain: Kompaktne disain

Päritoluriik

Inglismaa

Materjal

Pudel: Polüpropüleen, BPA-vaba*
Rinnapump: Polüpropüleen, BPA-vaba*
Lutt: Silikoonist, BPA-vaba*

Mis on kaasas

Ülipehme lutt vastsündinule: 1 tk
Rinnapadja proovipakid: 2 (2 päeva- ja 2 ööpäta) tk
Sulgemisketas piima hoiundamiseks: 1 tk
125 ml lutipudel Natural: 1 tk
Rinnapumba korpus: 1 tk
Standardmõõdus padi: 1 tk
Alus, k.a voolik: 1 tk
Varumembraan: 1 tk

Kergesti kasutatav

Rinnapumba kasutamine: Intuiitiivne kokkupanek, Lihtsalt puhastatav, Täielikult ühilduv tootesari

Funktsioonid

Pole vaja ettepoole kummarduda: Istuge mugavas asendis
Pehme massaažipadjake: Õrn stimulatsioon
Seadistused: 3 pumpamisseadistust, 1 stimuleerimisrežiim

Arenguetapid

Etapp: 0–6 kuud

