

# PHILIPS

Рукоятка для  
молокоотсоса

ISIS

ручной молокоотсос

SCF923



## Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку «Характеристики»

Перемещая рукоятку ручного молокоотсоса Avent вверх и вниз, вы запускаете процесс сцеживания молока. Контролируйте скорость сцеживания, регулируя силу давления на рукоятку.

### Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

## Особенности

### Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует

качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

## Характеристики

### Сменная деталь

**Подходит для:** SCF310/08, SCF310/60, SCF300/13, SCF300/20, SCF290/12, SCF290/20, SCF300/12, SCF310/20, SCF290/13, SCF310/13, SCF310/12, SCF300/60, SCF300/08

