

PHILIPS

AVENT

Kézi mellszívó

Egyszerű fejtés és etetés

Normál készlet



SCF430/10



Kényelmes fejtés, bárhová is megy

Természetes mozgást biztosító technológia a tej gyors áramlásáért

Élvezze a Philips Avent hordozható kézi mellszívó gyengéd kényelmét. A természetes mozgást biztosító technológia, amelyet a baba szopó mozdulatai ihlettek, gyors tejleadást tesz lehetővé. Könnyedén beállíthatja a ritmust és az intenzitást. Gyakorlatilag minden mellbimbóhoz illeszkedik.

Könnyű tisztítás

- Könnyen tisztítható és összeállítható

Kényelmes fejtés

- Fejtés és etetés
- Egyszerű tejleadás az etetések előtt vagy között
- Nem szükséges előrehajolni fejtés közben
- Válassza ki a ritmust, kísérelje figyelemmel a tejáramlást

Hordozható és praktikus

- Ideális választás olyan anyák számára, akik útközben végeznek mellszívást

Egyszerű, gyengéd és hatékony

- Egyetlen, univerzális méretű, puha, adaptív szilikonpárna
- Segít a tej gyors leadásában

Fénypontok

Természetes mozgást biztosító technológia



A baba egyedi szopó mozgulatai által ihletett innovatív szilikonpajzs stimulálja a mellbimbót, serkentve ezáltal a gyors tejáramlást. A kényelmes és hatékony fejés érdekében.

Alkalmazkodik a különféle mellbimbókhoz




Egyetlen, univerzális méret. Mivel mindannyiunkat különböző formák és méretek jellemeznek, a szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az egyéni anatómiai adottságokhoz. A mellbimbóméretek 99,98%-ához illeszkedik* (max. 30 mm).

Hordozható és egyszerűen használható



A mellszívó kis méretű és könnyű, ennek köszönhetően egyszerűen tárolható és szállítható, így a fejés problémamentes és diszkrét útközben.

Gyors tejleadás



Egyedi, hordozható kézi mellszívó – ideális olyan anyák számára, akiknek otthonuktól távol vagy szoptatás előtt gyengéd mellszívásra van szükségük.

Szívóerő és áramlás szabályozása



A fejés ritmusa és a szívás ereje az igényei, a kényelme és a kívánt tejáramlás szerint beállítható.

Kényelmesen illeszkedik



Üljön lazán és kényelmesen fejés közben – a kialakításnak köszönhetően egyenes háttal ülhet, és nem kell előredőlnie.

Könnyen tisztítható és összeállítható



Mivel csak kevés alkatrészből áll, az új mellszívót könnyű összeállítani és tisztítani.

Fejés és etetés



A lefejt tejjel történő etetéshez egyszerűen helyezze fel a cumisüvegre a puha cumifejet. A tej későbbi etetéshez való tárolásához zárja le a cumisüveget a tejjáró használatával.

Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: BPA-mentes, polipropilén

Mellszívó: polipropilén

BPA-mentes*

Cumifej: BPA-mentes

Mellszívó: BPA-mentes*

A következőt tartalmazza:

120 ml-es üveg 0m+ méretű etetőcumival: 1 db

Eldobható melltartóbetét: 2 db

Tejzáró: 1 db

Párnázott burkolat: 1 db

Mellszívó készlet fogantyúval: 1 db

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes testhelyzetben

Puha, adaptív párna: Lágú stimuláció

Hordozható és könnyű: Könnyű használat útközben



* Források: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019. április 26., (109 résztvevő, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. május, (20 résztvevő (kaukázusi), Egyesült Államok); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 résztvevő, Ausztrália).

* BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének