

PHILIPS

AVENT

Одinarный электронный
молокоотсос Comfort

Natural

Бутылочка 125 мл в комплекте



SCF332/01



Больше комфорта, больше молока

Молокоотсос с массажной насадкой

Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки.

Сцеживание в удобном положении — не нужно наклоняться вперед

- Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

Деликатно стимулирует выделение и поддерживает поток молока

- Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

Другие преимущества

- Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз
- Компактный легкий дизайн
- Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent
- Простота очистки благодаря небольшому количеству отдельных деталей
- Простое управление одним нажатием кнопки

Возможность выбора оптимального режима

- Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

Основные особенности

Удобное положение



Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.

Удобный выбор режимов

При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.

Мягкая массажная насадка



Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.

Компактный дизайн

Компактный дизайн и эргономичная ручка позволяют с удобством удерживать молокоотсос и прикладывать его к груди. Благодаря небольшому размеру и весу молокоотсос удобно размещать так, чтобы полностью контролировать процесс сцеживания. Для удобства в дороге и компактности при хранении трубку можно просто накрутить на основу. Аккумуляторы упрощают использование молокоотсоса в дороге.

Простота очистки

Благодаря небольшому количеству отдельных деталей очистить молокоотсос очень просто. Молоко никогда не контактирует с трубкой и основой. Все части прибора, кроме электрических, подходят для мытья в посудомоечной машине.

Простое управление

Одинарный электронный молокоотсос идеально подходит для мам, которые часто сцеживают молоко и ценят возможность сцеживать без усилий, одним нажатием кнопки.

Простая сборка

Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.

Полная совместимость со всеми сериями

Молокоотсос подходит для использования вместе с другими продуктами для кормления серии Philips Avent, в том числе с бутылочками и контейнерами для хранения молока серии Classic. Philips Avent также предлагает ряд аксессуаров для ухода за грудью, которые помогут вам продлить период грудного вскармливания и обеспечат больший комфорт.

Характеристики

Молокоотсос

Материал: Не содержит бисфенол-А*

Дизайн

Дизайн молокоотсоса: Компактный дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичная форма, Широкое горлышко

Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Материал

Молокоотсос: полипропилен, Не содержит бисфенол-А*

Бутылочка: полипропилен, Не содержит бисфенол-А*

Соска: силикон, Не содержит бисфенол-А*

В комплект входят:

Ультратонкая соска для новорожденных: 1 шт.

Пробный комплект вкладышей для бюстгалтера: 2 (2 вкладыша для дневного времени суток и 2 вкладыша для ночного времени суток) шт.

Крышка для хранения молока: 1 шт.

Бутылочка серии Natural 125 мл: 1 шт.

Насадка стандартного размера: 1 шт.

Корпус молокоотсоса: 1 шт.

Основа вместе с трубкой: 1 шт.

Запасная диафрагма: 1 шт.

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простая сборка, Простота очистки, Полная совместимость со всеми сериями

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Мягкая массажная насадка: Деликатная стимуляция

Настройки: 3 варианта настроек, 1 режим стимуляции

Этапы взросления

Этап: 0–6 месяцев

