

PHILIPS

AVENT

Большая массажная
насадка

Для всех молокоотсосов серии
Comfort



SCF167/01



Оптимальный размер, максимальный комфорт

Молокоотсос с широкой воронкой

Мягкая массажная насадка оснащена более широкой воронкой, которая подойдет кормящим мамам с большими сосками. Насадку можно использовать вместе с молокоотсосами Philips Avent серии Comfort. Чтобы понять, нужна ли вам насадка увеличенного размера, обратите внимание на изображения ниже.

Комфортное сцеживание

- Широкая воронка для удобства использования
- Подходит ко всем молокоотсосам серии Natural

Проверьте, подходит ли вам размер

- Правильное расположение: сосок удобно лежит в воронке насадки
- Выберите большой размер: сосок касается стенок воронки

Основные особенности

Большая насадка для молокоотсоса

Чтобы определить, нужна ли вам большая насадка, посмотрите на положение ваших сосков в воронке. Если соски касаются стенок или трутся об них, тогда вам следует использовать большую насадку для более комфортного сцеживания.

Правильное облегание

Если сосок удобно лежит в воронке насадки, значит, вы используете массажную насадку правильного размера.

Слишком маленький размер

Если сосок касается стенок воронки или трется об них, тогда вам следует выбрать большую насадку для молокоотсоса с более широкой воронкой для более комфортного сцеживания.

Подходит ко всем молокоотсосам серии Natural

Мягкая массажная насадка увеличенного размера подходит для использования со всеми молокоотсосами Philips Avent Comfort серии Natural.

Характеристики

Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Этапы взросления

Этап: Беременность, 0–6 месяцев

Материал

Не содержит бисфенол-А*

В комплект входят:

Насадка большого размера: 1 шт.

Сменная деталь

Подходит для:: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

Функции

Мягкая массажная насадка: Деликатная стимуляция

Насадка

Материал: силикон, Не содержит бисфенол-А*

Совместимость

Совместима с серией Natural

Удобство использования

Насадка: Легко чистится, Можно мыть в посудомоечной машине

