

PHILIPS

AVENT

Digitale
babythermometerset

SCH540/01



Zacht en nauwkeurig

Alle voordelen van een digitale thermometer en een fopspeenthermometer in één.

Prettig voor jou en je baby

- Inclusief Avent Freeflow-fopspeen

Snelle en betrouwbare digitale temperatuurweergave

- Duidelijk weergavevenster en batterijlampje
- Batterij bijna leeg-indicator

Prettig voor je kindje

- Digitale thermometer met zacht en flexibel uiteinde
- Kies zelf de geschiktste methode om de temperatuur van je baby op te nemen
- Speciaal ontworpen fopspeenthermometer

Kenmerken

Meetmethode naar keuze

De Philips Avent-thermometer zorgt voor een nauwkeurige en eenvoudige orale, axillaire of rectale meting van de lichaamstemperatuur van je baby.

Digitale thermometer met zacht en flexibel uiteinde

Digitale thermometer met zacht en flexibel uiteinde

Speciaal ontworpen fopspeenthermometer

Eenvoudige overgang tussen fopspeen en temperatuurmeting.

Duidelijk weergavevenster

Duidelijk weergavevenster en batterijlampje



Batterij bijna leeg-indicator



Batterij bijna leeg-indicator

Avent Freeflow-fopspeen

Om je baby aan de vorm te laten wennen.

Specificaties

Vermogen

Gebruikstijd van accu: > 100 hour(s)

Batterijtype: LR41

Aantal batterijen: 1 per thermometer

Land van herkomst

Geproduceerd in China: Thermometers, Ja

Accessoires

Gebruiksaanwijzing

Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 90 - 109,9 °F
Metingstijd: 10 sec. ±3 sec. in water (bad), 25 sec. ±10 sec. oraal of rectaal, 60 sec. ±10 sec. oksel

Nauwkeurigheid: 95 - 107,6 +/- 0,2 °F

Comfort

Automatische uitschakeling

Land van herkomst

Geproduceerd in Engeland: Spenen, Ja

Comfort

Flexibel uiteinde

Geschikt voor pasgeborenen

Duidelijk resultaatvenster

Statuslampje voor batterij

