


# PHILIPS

Digitale  
babythermometerset

SCH530/86



## Eenvoudige en betrouwbare temperatuurmeting

Neem de temperatuur van je kindje eenvoudig en nauwkeurig op met een digitale speenthermometer.

### **Snelle, nauwkeurige metingen**

- Digitale thermometer voor eenvoudige en nauwkeurige metingen
- Snelle en betrouwbare temperatuurmeting binnen enkele seconden

### **Gemak voor jou en je baby**

- Schild met nopjes voorkomt irritatie van de huid
- Inclusief fopspeen die klein genoeg is voor een pasgeborene
- Speciaal ontworpen voor pasgeboren baby's

### **De veiligheid van je baby**

- Speen kan worden gesteriliseerd of uitgekookt
- Zo kun je koken of steriliseren zonder de elektronica te beschadigen

# Kenmerken

## Digitale lichaamsthermometer

Snelle, betrouwbare en nauwkeurige digitale thermometer voor het meten van de temperatuur bij je baby.

## Metten binnen enkele seconden

Nooit te heet, nooit te koud. Met de digitale thermometer weet je snel of het veilig is de melk of het voedsel te eten of drinken. Je hoeft nooit meer te raden naar de temperatuur van opgewarmde flessen of potjes en het is een handig apparaat om te controleren of het voedsel nog warm genoeg is, als je tijdens het voeden een pauze hebt genomen.

## Speen met schild met nopjes

De gaatjes zorgen ervoor dat er lucht achter de speen kan komen, om de gevoelige huid van je baby te beschermen tegen irritatie.

## Siliconenspeen

De speciaal gevormde siliconenspeen is speciaal ontworpen voor de mond van je baby en zal de natuurlijke ontwikkeling niet hinderen. Je kunt de speen met een gerust hart gebruiken om je baby te kalmeren.

## Fopspeen meegeleverd

Je kunt je baby aan de fopspeen laten wennen door deze regelmatig in zijn mondje te stoppen. De fopspeen werkt als een gewone speen.

## Verwijderbare elektronica

Door de gevoelige elektronica voor temperatuurmeting van de speen te verwijderen, kun je de delen waarmee je baby in contact komt veilig steriliseren of koken.

## Speen steriliseren

Dankzij het speciale materiaal kun je de speen veilig steriliseren in de magnetron of elektrische sterilisator en de speen koken zonder deze te beschadigen.

# Specificaties

## Vermogen

Gebruikstijd van accu: 200 hr  
Batterijtype: LR41  
Aantal batterijen: 2  
Afneembaar/vervangbaar

## Technische specificaties

Operating temperature range: 32 - 44 °C

## Accessoires

Gebruiksaanwijzing  
Batterij

## Technische specificaties

Nauwkeurigheid: 36,5 - 39,0 °C: +/-0,1 °C °C  
Metingstijd: 10 s

## Comfort

Automatische uitschakeling  
Gebruiksklaar-indicatielampje

## Comfort

Flexibel uiteinde  
Geschikt voor pasgeborenen

