

PHILIPS

Hodestropp

Amara Gel

Standard størrelse



HH1220



Når den er justert riktig, klikkes den på plass

Den dekkende Amara-ansiktsmasken består av langt færre deler enn de ledende tradisjonelle, dekkende ansiktsmaskene. Hodestroppen demonteres og monteres på nytt med bare ett klikk.

Minimalistisk utforming

- 60 % færre deler

Høydepunkter

Enkelhet

Med bare fire deler er den rask og enkel å montere og rengjøre.

Spesifikasjoner

Beskrivelser

Hodestroppmateriale:

UBL/uretanskum/nylon og Lycra

Rengjøring: hodedel, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tork

Utforming

Færre deler: Komfort

Service

Garanti: 90 dager

