

PHILIPS

AVENT

Extrator de leite elétrico individual Pétala

Pétala

Inclui mamadeira de 125 ml



SCF332/01



Mais conforto, mais leite

Extrator de leite com almofada massageadora

Quando você está confortável e relaxada, o leite flui com mais facilidade. Foi por isso que criamos o extrator de leite mais confortável: sente-se de modo confortável sem precisar inclinar-se para frente e deixe nossas pétalas massageadoras estimularem cuidadosamente o fluxo de leite.

Sente-se confortavelmente sem inclinar-se para frente

- Posição mais confortável para extrair o leite graças ao design exclusivo

Estimula cuidadosamente o fluxo de leite

- Almofadas massageadoras confortáveis que aquecem a pele

Outros benefícios

- Montagem intuitiva. Fácil combinação visual das peças
- Design compacto leve
- Compatível com outros produtos de amamentação Philips Avent
- Fácil limpeza graças ao pequeno número de peças separadas
- Fácil operação com o toque de um botão

Escolha a configuração mais confortável

- Possui um modo de estimulação delicado e 3 ajustes de bombeamento

Destaques

Posição mais confortável



Com design exclusivo, o extrator de leite permite que o leite flua diretamente do seio para a mamadeira, até mesmo quando você estiver sentada em posição reta. Dessa forma, você poderá sentar-se de modo mais confortável durante a extração do leite: não é necessário inclinar-se para frente para alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de modo confortável e ficar relaxada durante a extração ajuda o leite a fluir com mais facilidade.

Configurações simples à sua escolha



Quando ligado, a bomba começa a funcionar automaticamente no modo de estimulação delicado para extrair o leite. Em seguida, escolha uma das 3 configurações de bombeamento para deixar o fluxo de leite mais confortável para você.

Almofadas confortáveis



Nossas almofadas possuem uma nova textura aveludada que aquece a pele e garante um estímulo mais suave e confortável do fluxo de leite. A almofada foi projetada para reproduzir cuidadosamente o movimento de sucção do bebê para estimular a descida do leite.

Design compacto



O extrator de leite possui um design compacto, facilitando segurar e posicionar o seio. A unidade de base pequena e leve pode ser colocada facilmente em alcance confortável para total controle ao extrair o leite. Para maior conveniência durante o transporte e o armazenamento, o tubo é enrolado ao redor da unidade da base. Fácil de usar em qualquer lugar com pilhas.

Fácil limpeza

A limpeza é fácil graças ao pequeno número de peças separadas. O leite nunca entra em contato com o tubo nem com a unidade da base. Todas as peças são seguras para lavagens, exceto as peças elétricas.

Fácil operação

Um extrator de leite elétrico individual é ideal para mães que extraem leite com frequência e valorizam uma extração sem esforço, com o toque de um botão.

Montagem intuitiva



Fácil combinação visual das peças para uma montagem intuitiva.

Linha totalmente compatível



Este extrator de leite pode ser usado em combinação com outros produtos de amamentação da linha Philips Avent, inclusive nossos recipientes para armazenamento de leite e mamadeiras Classic+. A Philips Avent também oferece uma linha de acessórios para cuidados com o seio, que ajudam você a amamentar por mais tempo, com mais conforto.

Especificações

Country of origin

Inglaterra

Development stages

Fase: 0 a 6 meses

Material

Mamadeira: Polipropileno, Livre de BPA

Extrator de leite: Polipropileno, Livre de BPA

Bico: Silicene, Livre de BPA

What is included

Bico extramacio com fluxo para recém-

nascido: 1 pcs

Disco de vedação para armazenamento de

leite: 1 pcs

Design

Design do extrator de leite: Design compacto

Design da mamadeira: Formato ergonômico,
Gargalo largo

What is included

Pacotes de amostra de absorventes para seio:

2 (dois absorventes para o dia e dois
absorventes para a noite) pcs

Mamadeira Pétala de 125 ml: 1 pcs

Almofada em tamanho padrão: 1 pcs

Unidade da base, incluindo tubos: 1 pcs

O que está incluído

Corpo do extrator de leite: 1 pcs

Diafragma sobressalente: 1 pcs

Ease of use

Uso do extrator de leite: Montagem intuitiva,
Fácil limpeza, Linha totalmente compatível

Breast pump

Material: Livre de BPA

Functions

Não é necessário inclinar-se para frente:

Sente-se em uma posição confortável

Almofadas confortáveis: Estimulo confortável

Definições: 3 opções de extração, 1 modo de
estimulação

