

# PHILIPS

## AVENT

### Cojín masajeador grande

Para todos los extractores Comfort



SCF167/01



## Tamaño preciso y máxima comodidad

### Extractor de leche con embudo más ancho

Este suave cojín masajeador tiene un embudo más ancho, diseñado especialmente para madres con pezones más grandes. Se puede utilizar con la gama de extractores de leche Comfort de Philips Avent. Consulte las imágenes que aparecen más abajo para decidir si necesita el cojín para extractor de leche más grande.

#### **Extracción cómoda**

- Embudo ancho para un ajuste cómodo
- Se adapta a todos los extractores de leche de la gama Natural

#### **Compruebe el ajuste para una comodidad óptima**

- Ajuste correcto: el pezón se asienta cómodamente en el embudo del cojín
- Elija el tamaño grande: el pezón toca las paredes del embudo

## Destacados

### Cojín para extractor de leche grande

Puede comprobar si necesita un cojín para extractor de leche grande probando si sus pezones caben cómodamente en el embudo del cojín. Si el pezón toca o roza las paredes del embudo del cojín, debe elegir un cojín para extractor de leche grande para garantizar una extracción más cómoda.

### Ajuste correcto

Si el pezón se asienta cómodamente en el embudo del cojín, está utilizando el cojín masajeador del tamaño correcto.

### Ajuste demasiado pequeño

Si el pezón toca o frota la pared del embudo del cojín, debe elegir el cojín para extractor de leche grande con embudo más ancho para garantizar una extracción más cómoda.

### Se adapta a todos los extractores de leche Natural

El cojín masajeador de tamaño grande y textura suave es compatible con todos los extractores de leche Comfort de Philips Avent de la gama Natural.

## Especificaciones

### Cojín

**Material:** Silicona, Sin BPA\*

### País de origen

Inglaterra: Y

### Material

Sin BPA\*: Y

### Qué se incluye

**Almohadilla de tamaño grande:** 1 piezas

### Compatibilidad

Compatible con la línea Natural: Y

### Facilidad de uso

**Cojín:** Fácil de limpiar, Apto para lavavajillas

### Funciones

**Almohadilla masajeadora suave:** Estimulación suave

### Fases de desarrollo

**Etapa:** Embarazo, 0 a 6 meses

### Repuestos

**Adecuado para los tipos de producto::**  
SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

