

PHILIPS

AVENT

Natural Beginnings

Gift Set

Classic

SCD236/00



Accesorios para lactancia y esterilización

Cómodo set para la lactancia

Incluye un esterilizador para microondas, un extractor de leche manual, biberones, protectores mamarios desechables y discos selladores

Esterilizador a vapor para microondas Express II

- Ultra rápido y fácil de usar
- Ideal para viajes
- Compacto y liviano

Extractor de leche manual ISIS

- Clínicamente probado
- Estimula un flujo de leche rápido
- Exclusiva almohadilla masajeadora

Protectores mamarios desechables

- Exclusivo diseño de cuatro capas para más absorción
- Suaves, discretos y anatómicos

Biberón Airflex

- Acompaña el ritmo de succión natural del bebé
- Alimentación activa y saludable

Destacados

Biberón Airflex

Un ensayo clínico demostró que a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con los biberones Avent sufren menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales (www.philips.com/Avent).

Extractor de leche manual ISIS

Un estudio clínico demuestra que ISIS es tan efectivo como los extractores eléctricos de los hospitales. Su galardonado diseño imita la forma de succión del bebé. Como resultado, se extrae más leche de forma más rápida y natural que con cualquier otro extractor.

Esterilizador a vapor para microondas Express II

Esterilice 6 biberones en 2 minutos. Sólo tiene que añadir el agua, sumergir los productos y colocarlos en el microondas. Para esterilizar por 2 minutos la potencia debe ser de 1100 a 1850 W, durante 4 minutos de 850 a 1000 W y durante 6 minutos de 500 a 800 W.

Protectores mamarios desechables



Exclusivo diseño de cuatro capas para más absorción: 1. Capa superior ultra suave con una hendidura para el pezón que mantiene el pecho seco en todo momento. 2. Capa ultra absorbente y acolchonada para más comodidad. 3. Núcleo ultra absorbente para evitar goteos. 4. Capa externa ultra ventilada

para evitar dolor en los pezones. Incluye un adhesivo antideslizante que mantiene el protector en su lugar.

Ideal para viajes

Ideal para viajes

Compacto y liviano

Compacto y liviano

Suaves, discretos y anatómicos

Los discos absorbentes de Philips Avent tienen una forma contorneada que le permite llevarlos discretamente bajo la ropa.

Estimula un flujo de leche rápido



Estimula un flujo de leche rápido

Exclusiva almohadilla masajeadora



Exclusiva almohadilla masajeadora

Alimentación activa y saludable

Alimentación activa y saludable

Especificaciones

País de origen

England: Y

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Qué incluye

Extractor de leche manual ISIS: 1 pcs
Protectores mamarios desechables: 40 pcs

Qué se incluye

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Contenido

Esterilizador a vapor de Microondas Express II: 1 pcs

Qué se incluye

Biberón de lactancia Airflex (260 ml/9 oz):
2 pcs
Biberón de lactancia Airflex (125 ml/4 oz):
2 pcs

