

Philips Philips Avent  
Elektrisk  
brystpumpemembran

Brystpumper

CP1223/01



Skaber det vakuum, der er nødvendigt for udmalkning

Tjek kompatibilitet herunder

Denne silikonemembran skaber det vakuum, der er nødvendigt for udmalkning af modermælk. Til brug med elektriske brystpumper.

**Brugervenlige reservedele fra Philips**

- Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

**PHILIPS**

# Specifikationer

# Vigtigste nyheder

## Udskiftelige dele

- Passer til produkttyperne: SCF430 SCF441

## Nem udskiftning af produktdele

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.



Udgivelsesdato  
2024-04-28

Version: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)