

PHILIPS

AVENT

Konfor Tek elektrikli
göğüs pompası

Natural

125 ml/4 oz biberon içerir



SCF332/01



Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü Masaj yastıklı göğüs pompası

Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin.

Öne eğilmeden rahatça oturun

- Benzersiz tasarım sayesinde daha rahat pompalama pozisyonu

Boşaltımı ve süt akışını nazikçe uyarır

- Rahatlatıcı etkili yumuşak masaj başlığı

Diğer avantajlar

- Kolayca öğrenilebilen montaj. Görsel olarak kolayca eşleşen parçalar
- Kompakt, hafif tasarım
- Diğer Philips Avent Natural besleme ürünleriyle uyumludur
- Daha az sayıdaki parça sayesinde kolay temizleme
- Tek düğmeye basarak kolay kullanım

Sizin için en rahat ayarı seçin

- Nazik uyarma modu ve 3 pompalama ayarı sunar

Özellikler

Daha rahat pozisyon



Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona akmasını sağlar. Böylece pompalama sırasında, sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompalama sırasında konforlu ve rahat şekilde oturmanız, doğal olarak sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.

Kolay ayar seçimi



Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün en rahat şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.

Yumuşak masaj yastığı



Masaj başlığımızın yeni kadifemsi dokusu, cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyanılması için rahatlatıcı etki sağlar. Yastık, süt boşaltımını uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini nazikçe taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

Kompakt tasarım



Göğüs pompasının kompakt tasarımı, kolay tutma ve rahatça göğse yerleştirilmesini sağlar. Küçük ve hafif ünite sağıp yaparken rahat erişim için kolayca yerleştirilebilir. Hareket halinde ve saklamada kolaylık için tüp kolayca ünitenin etrafına sarılabilir. Ayrıca hareket halinde kolayca pille kullanılabilir.

Kolay temizlik

Daha az sayıdaki parça sayesinde kolayca temizlenir. Sütünüz hiç bir zaman tüp sistemi ve baz ünitesiyle temas etmez. Elektrikli parçalar dışındaki tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Kolay kullanım

Tek elektrikli göğüs pompası sık süt pompalayan ve zahmetsizce tek düğmeye basarak süt sağabilmeye önem veren anneler için idealdir.

Sezgisel montaj



Kolayca öğrenilebilen montaj için görsel olarak kolayca eşleşen parçalar.

Tamamen uyumlu ürün serisi



Bu göğüs pompası Classic biberonlar ve süt saklama kapları dahil olmak üzere Philips Avent ürün serisindeki diğer besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Philips Avent ayrıca daha uzun süre emzirmenize yardımcı olmak ve daha rahat etmenizi sağlamak için geniş bir göğüs bakım aksesuarları yelpazesi sunar.

Teknik Özellikler

Gelişim aşamaları

Aşama: 0 - 6 ay

Menşei

England

Paket içeriği

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

Sealing disc for milk storage: 1 pcs

Tasarım

Göğüs pompası tasarımı: Kompakt tasarım

Biberon tasarımı: Ergonomik tasarım, Geniş ağızlı

Malzeme

Göğüs pompası: Polipropilen, BPA içermez*

Biberon: Polipropilen, BPA içermez*

Emzik: Silikon, BPA içermez*

Paket içeriği

Göğüs pedi deneme paketleri: 2 (2 Günlük

kullanım pedi ve 2 Gece kullanım pedi) pcs

Natural biberon 125 ml/4 oz: 1 pcs

Standart boy yastık: 1 pcs

Göğüs pompası gövdesi: 1 pcs

Tüp sistemli taban ünitesi: 1 pcs

Yedek diyafram: 1 pcs

Kullanım kolaylığı

Göğüs pompası kullanımı: Sezgisel montaj, Kolay temizlik, Tamamen uyumlu ürün serisi

Göğüs pompası

Malzeme: BPA içermez*

Fonksiyonlar

Öne eğilme zorunluluğu yoktur: Rahat bir pozisyonda oturun

Yumuşak masaj yastığı: Nazik uyarma

Ayarlar: 3 Süt sağma ayan, 1 Uyan modu

