

PHILIPS



AVENT

Enkel elektronisk
bröstpump

SCF292/01

Utformad för komfort

Inspirerad av naturen

Vår unika pump har ett elektroniskt minne som ger dig kontrollen genom att lära sig och ta efter din personliga pumprytm.

Fördelar och funktioner:

- Lärsig och fortsätter med din pumprytm

Hjälper dig att amma längre

- Mer mjölk, på ett naturligt sätt

Stimulera och pumpa

- Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

Använd tre sätt

- Med hjälp av elnät, batteri eller manuellt

Funktioner

Mjuka massagekuddar



På Philips Avent-bröstpump rör sig patenterade massagekuddar försiktigt inåt och utåt och imiterar barnets amningsteknik och är avsedda att stimulera snabb och naturlig utdrivning av mjölk.

Elnät, batteri och manuellt

Den enkla elektroniska pumpen kan förutom nätström även drivas med batterier och som manuell pump, för fullständig flexibilitet.

Lär sig och fortsätter med din pumpritm

Tryck på en knapp, och det elektroniska minnet lär sig och tar efter din personliga pumpritm.

Mer mjölk, på ett naturligt sätt



Om du pumpar ut bröstmjölk finns det alltid mjölk tillgänglig, även när du inte är där

Specifikationer

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

Ursprungsland

England

Effekt

Spänning: 100 – 240 V

Vad som ingår

Förvaringsflaska för bröstmjölk (125 ml): 1 pcs

Bottle stand/funnel cover: 2 pcs

Extra mjuk dinapp för nyfödda: 1 pcs

Spare parts: 1 pcs

Förvaringsflaskor för bröstmjölk (260 ml):

1 pcs

Vad medföljer?

Electronic Breast Pump: 1

Battery pack: 1 pcs

Nätsladd: 1

Vad som ingår

Manual pump parts for when power is not available: 1

