

# PHILIPS


Mundstykkeenhed

InnoSpire Go

Vibrerende mesh-teknologi

Reservedel

Til brug sammen med InnoSpire Go



HH1345



## Klinisk dokumenteret vibrerende mesh-teknologi

Den ekstra mundstykkесamling er designet til at opretholde ydeevnen for InnoSpire Go og til effektivt at levere medicin til børn og voksne.

### **Klinisk dokumenteret vibrerende mesh-teknologi**

- Vibrerende mesh-teknologi, brugt på hospitaler over hele verden

### **Nem at rengøre og vedligeholde**

- Kun én del at rengøre

### **Giver 1 års brug**

- Giver 1 års brug

## Vigtigste nyheder

### Nem at rengøre og vedligeholde

Det let aftagelige mundstykke gør InnoSpire Go enkel at bruge, rengøre og vedligeholde.

### Klinisk gennemprøvet teknologi

Den leverer aerosol med den mest optimale partikelstørrelse på en ensartet måde for at målrette medicinen til dine lunger.

### Brug ved behandling

Giver dig ensartet og pålidelig behandling.

## Specifikationer

### Service

**Garanti på mundstykkeenhed:** 1 year, recommend yearly replacement

### Produktoplysninger

**Mundstykkeenhed:** for use with InnoSpire Go

**Maksimalt påfyldningsniveau:** 8 ml

**Mesh material:** Nickel palladium

**Udvendigt materiale:** Grilamid™ (plastic)

**Emballagestørrelse:** 65mm x 65mm x70mm

**Emballagevægt:** 45g

