

PHILIPS

AVENT

Manuell bröstpump

Paket för dig som är ute och rör på dig

SCF290/13



Pumpa ut mer. Snabbt.

Förbättrad effektivitet med en manuell bröstpump

Med en manuell bröstpump har du fullständig kontroll över sugnivån och pumprytmen. Den unika manuella Philips Avent-bröstpumpen ger förbättrad effektivitet och kliniska studier visar att den pumpar ut mer mjölk än sjukhusens elektriska pumpar.

Fördelar och funktioner:

- Med isolerad resväska och kylklampar

Bevisat effektiv

- Patenterad massagekudde

Stimulera och pumpa

- Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

Flexibel och bärbar

- Lätt att montera och använda

Funktioner

Med isolerad resväska och kylklampar



Allt du behöver för att bibehålla mjölktillgången och pumpa ut och förvara bröstmjölken när du är borta från barnet.

Lätt att montera och använda



Tyst och bärbar.

Patenterad massagekudde



Med hjälp av vakuum rör sig fem bladformade plattor försiktigt inåt och utåt när du pumpar med Philips Avent-bröstpump, vilket liknar barnets sätt att amma.

Mjuka massagekuddar



På Philips Avent-bröstpump rör sig patenterade massagekuddar försiktigt inåt och utåt och imiterar barnets amningsteknik och är avsedda att stimulera snabb och naturlig utdrivning av mjölk.

Specifikationer

Ursprungsland

England

Vad medföljer?

Förvaringsflaska för bröstmjölk (125 ml):
2 delar
Flaskställ/trattskydd: 2 delar
Kylklampar: 2 delar
Extra mjuk dinapp för nyfödda: 2 delar
Reservdelar: 1 delar
Isolerad resväska i mikrofiber: 1 delar
Manuell bröstpump: 1 delar
Förvaringsflaskor för bröstmjölk (260 ml):
2 delar

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

