

# PHILIPS

Munnstykkemontering

InnoSpire Go

Vibrerende mesh-teknologi

Reservedel

For bruk med InnoSpire Go



HH1345



## Klinisk testet vibrerende mesh-teknologi

Reservemunnstykket er utformet for å opprettholde ytelsen til InnoSpire Go og effektivt levere medisin til barn og voksne.

### **Klinisk testet vibrerende mesh-teknologi**

- Vibrerende mesh-teknologi som brukes av sykehus over hele verden

### **Enkel å rengjøre og vedlikeholde**

- Bare én del å rengjøre

### **Gir ett års bruk**

- Gir ett års bruk

## Høydepunkter

### Enkel å rengjøre og vedlikeholde



Munnstykket er lett å ta av, slik at InnoSpire Go er enkelt å bruke, rengjøre og vedlikeholde.

### Klinisk testet teknologi



Den leverer konsekvent aerosoler med optimal partikkelstørrelse for å føre medisin til lungene.

### Bruk i terapi



Du får konsekvent og pålitelig behandling.

## Spesifikasjoner

### Service

Mouthpiece assembly warranty: 1 year, recommend yearly replacement

### Produktdetaljer

Mouthpiece assembly: for use with InnoSpire Go

Maximum fill level: 8 ml

Mesh material: Nickel palladium

Outer body material: Grilamid™ (plastic)

Packaging size: 65mm x 65mm x70mm

Packaged weight: 45g

