

PHILIPS

AVENT

Elektronisk
dubbelpump

SCF304/02

 Product Picture

Utformad för komfort

Inspirerad av naturen

Vår unika BPA-fria pump har ett elektroniskt minne som ger dig kontrollen genom att den tar efter din personliga pumpritm.

Fördelar och funktioner:

- Ultrabekväma och effektiva
- Kontroll med fingertopparna
- Total kontroll över hastighet, vakuum och rytm – inga förinställningar
- Tyst, enkel och bärbar
- Pumpar mer mjölk snabbare

Stimulera och pumpa

- Skonsamt vakuum imiterar barnets amningsrörelser för ett jämnt mjölkflöde
- Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

Funktioner

Skonsamt vakuum

Det skonsamma vakuomet imiterar barnets amningsrörelser för att skapa ett jämnt mjölkflöde som kräver mindre pumpning.

Mjuka massagekuddar



På Philips Avent-bröstpump rör sig patenterade massagekuddar försiktigt inåt och utåt och imiterar barnets amningsteknik och är avsedda att stimulera snabb och naturlig utdrivning av mjölk.

Total kontroll

Du får fullständig kontroll över hastighet, vakuum och mönster – du kan t.o.m. ställa in pumpen så att den matchar barnets egen amningsteknik.

Intuitivt reglagehandtag

Du har allt som styr pumpen nära till hands och nära bröstet. Det innebär att du kan göra justeringar direkt och på ett enkelt sätt – du behöver inte sträcka dig någon annanstans.

Patenterad massagekudde



Med hjälp av vakuum rör sig fem bladformade plattor försiktigt inåt och utåt. Det hjälper till att stimulera ett snabbt och naturligt mjölkflöde.

Pumpar mer mjölk snabbare

Dubbel pumpning har visat sig förbättra mjölkproduktionen. Den elektroniska dubbelpumpen är den enda bröstpumpen som är utformad för att bibehålla samma vakuumnivå och kontroll för båda pumparna, vilket gör användningen effektiv.

Tyst, enkel och bärbar

Tyst, enkel och bärbar

Specifikationer

Effekt

Spänning: 100 - 240 V

Ursprungsland

England

Vad medföljer?

Förvaringsflaska för bröstmjök (125 ml):

2 delar

Flaskställ/trattskydd: 4 delar

Extra mjuk dinapp för nyfödda: 2 delar

Förslutningslock för mjölkförvaring: 2 delar

Kylklampar: 4 delar

Reseförpackning med nappar för nyfödda:

2 delar

Elektronisk dubbelpump: 1 delar

Reservdelar: 1 delar

Resväska i mikrofiber: 1 delar

Thinsulate™-hållare: 2 delar

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

