

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Manuell bröstpump

med VIA-förvaringssystem

SCF300/12

Pumpa ut mer. Förvara enkelt.

Pumpa ut, förvara och mata i enkla steg.

Med den unika manuella Philips Avent-bröstpumpen SCF300/12 har du fullständig kontroll över sugnivån och pumprytmen. Den ger förbättrad effektivitet och kliniska studier visar att den pumpar ut mer mjölk än sjukhusens elektriska pumpar.

Fördelar och funktioner:

- Stimulerar varsamt ett snabbt mjölkflöde

Bevisat effektiv

- Patenterad massagekudde

Passar alla Philips Avent-bröstpumpar och -nappar

- Använd adapter för att pumpa ut och mata

För säker förvaring och transport

- Läckagesäkert system som vrids på

Funktioner

Stimulerar varsamt ett snabbt mjölkflöde

När du pumpar rör sig Philips patenterade Avent-massagekudde inåt och utåt och masserar försiktigt området runt bröstvärtan, vilket stimulerar det naturliga mjölkflödet.

Patenterad massagekudde



Med hjälp av vakuüm rör sig fem bladformade plattor försiktigt inåt och utåt när du pumpar med Philips Avent-bröstpump, vilket liknar barnets sätt att amma.

Läckagesäkert system som vrids på

För säker förvaring och transport

Adapter för att pumpa ut och mata

Använd adaptern för att pumpa ut och mata med samma mugg.

Specifikationer

Ursprungsland

England

Material

BPA-fri*

Vad som ingår

Milk storage cup lid: 5 delar

Adapter till mjölkförvaringsmugg: 2 delar

Reseförpackning med nappar för nyfödda:
2 delar

Extra mjuk dinapp för nyfödda: 2 delar

Reservdelar: 1 delar

Försteriliserad VIA-mugg (180 ml): 5 delar

Manuell bröstpump: 1 delar

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

