

PHILIPS

Mondstuk

InnoSpire Go

Mesh-technologie

Vervangend onderdeel

Voor de InnoSpire Go



HH1345



Klinisch bewezen mesh-technologie

Het vervangende mondstuk is ontworpen om de prestaties van InnoSpire Go te behouden en geneesmiddelen bij kinderen en volwassenen op een effectieve manier toe te dienen.

Klinisch bewezen mesh-technologie

- De mesh-technologie wordt wereldwijd in ziekenhuizen gebruikt

Eenvoudig schoon te maken en te onderhouden

- U hoeft maar één onderdeel te reinigen

Gebruiksduur van 1 jaar

- Gebruiksduur van 1 jaar

Kenmerken

Eenvoudig schoonmaken en onderhouden



Dankzij het eenvoudig afneembare mondstuk is de InnoSpire Go eenvoudig te gebruiken, reinigen en onderhouden.

Klinisch bewezen technologie



Het zorgt voor een nevel van zeer fijne deeltjes, waardoor de medicatie in uw longen terechtkomt.

Voor gebruik bij behandelingen



Voor een consistente en betrouwbare behandeling.

Specificaties

Service

Garantie mondstuk: 1 year, recommend yearly replacement

Productgegevens

Mondstuk: for use with Innospire Go

Maximaal vulniveau: 8 ml

Materiaal mesh: Nickel palladium

Materiaal buitenkant: Grilamid™ (plastic)

Verpakkingsformaat: 65mm x 65mm x70mm

Verpakt gewicht: 45g

