

PHILIPS


Accesorio bucal

InnoSpire Go

Tecnología de malla vibratoria

Pieza de repuesto

Para usar con InnoSpire Go



HH1345



Tecnología de malla vibratoria clínicamente probada*

Accesorio bucal de repuesto, diseñado para garantizar el rendimiento de InnoSpire Go y para administrar la medicación de manera eficaz. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Tecnología de malla vibratoria clínicamente probada

- Tecnología de malla vibratoria que se usa en hospitales de todo el mundo

Fácil de limpiar y mantener

- Solo hay que limpiar una pieza

Ofrece 1 año de uso

- Ofrece 1 año de uso

Destacados

Fácil de limpiar y mantener

El accesorio bucal fácilmente desmontable hace que InnoSpire Go sea fácil de usar, limpiar y mantener.

Tecnología clínicamente probada

Administra aerosol de manera uniforme en el tamaño de partícula óptimo para que la medicación llegue a los pulmones.

Uso del tratamiento

Ofrece una terapia consistente y fiable.

Especificaciones

Servicio

Mouthpiece assembly warranty: 1 year, recommend yearly replacement

Detalles del producto

Mouthpiece assembly: for use with InnoSpire Go

Maximum fill level: 8 ml

Mesh material: Nickel palladium

Outer body material: Grilamid™ (plastic)

Packaging size: 65mm x 65mm x70mm

Packaged weight: 45g

