

PHILIPS

AVENT

Manuell bröstpump

med förvaringsflaskor för
bröstmjök

SCF290/20



Pumpa ut mer. Snabbt.

Förbättrad effektivitet med en manuell bröstpump

Med en manuell bröstpump har du fullständig kontroll över sugnivån och pumprytmen. Den unika manuella Philips Avent-bröstpumpen ger förbättrad effektivitet och kliniska studier visar att den pumpar ut mer mjök än sjukhusens elektriska pumpar.

Bevisat effektiv

- Patenterad massagekudde

Stimulera och pumpa

- Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

Flexibel och bärbar

- Lätt att montera och använda

Funktioner

Mjuka massagekuddar

På Philips Avent-bröstpump rör sig patenterade massagekuddar försiktigt inåt och utåt och imiterar barnets amningsteknik och är avsedda att stimulera snabb och naturlig utdrivning av mjölk.

Patenterad massagekudde

Med hjälp av vakuum rör sig fem bladformade plattor försiktigt inåt och utåt när du pumpar med Philips Avent-bröstpump, vilket liknar barnets sätt att amma.

Lätt att montera och använda

Tyst och bärbar.

Specifikationer

Utvecklingsstadier

Stage: 0–6 månader

Ursprungsland

England

Vad medföljer?

Förvaringsflaska för bröstmjök (125 ml): 2 pcs

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

Bottle stand/funnel cover: 2 pcs

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Spare parts: 1 pcs

Manuell bröstpump: 1 pcs

