

PHILIPS

AVENT

Elektryczny laktator
Premium Plus

Pojedynczy

Premium plus

Akumulator

Wyświetlacz zegara



SCF392/11



Zainspirowany przez dziecko, idealny dla mamy

Technologia Natural Motion zapewnia 3x szybszy wypływ pokarmu*

Elektryczny laktator Philips Avent zapewnia skuteczny wypływ pokarmu i delikatnie dostosowuje się do rozmiaru i kształtu brodawki sutkowej. Charakteryzuje go najnowsza technologia Natural Motion, w której ssanie i nacisk na sutek perfekcyjnie odwzorowują zachowanie dziecka w trakcie karmienia.

Łatwy w użyciu i dostosowany do Twoich potrzeb

- Minimalna liczba potrzebnych części i intuicyjna konfiguracja
- Funkcja wstrzymania/rozpoczęcia
- Funkcja pamięci
- Cichy silnik zapewnia dyskretną obsługę w każdym miejscu
- Spersonalizowana obsługa, 8–16 poziomów ustawień

Delikatny i wygodny

- Mięka i dostosowująca się silikonowa nakładka w jednym rozmiarze
- Odciągaj pokarm bez konieczności pochylania się do przodu

Więcej pokarmu w krótszym czasie*


- Technologia Natural Motion zapewnia szybszy wypływ pokarmu*

Wyposażony w akumulator i wyświetlacz z zegarem

- Wyposażony w akumulator dla odciągania pokarmu w podróży
- Wyświetlacz do monitorowania czasu


Zalety

Szybki wypływ pokarmu*



Odciągaj więcej pokarmu w krótszym czasie* dzięki nakładce, która stymuluje brodawkę i odciąga mleko tak, jak dziecko. Urządzenie płynnie przechodzi z trybu stymulacji do trybu odciągania pokarmu i odpowiednio stymuluje sutek i ssanie, aby uzyskać maksymalny wypływ pokarmu. W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER)*.

Dostosowuje się do brodawki sutkowej



Jeden rozmiar pasujący do wszystkich brodawek. Każda z nas ma różne kształty i rozmiary, ale silikonowa nakładka delikatnie wygina się i dostosowuje do kształtu każdej brodawki sutkowej. Pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek* (do 30 mm).

Usiądź wygodnie



Zrelaksuj się podczas odciągania pokarmu dzięki konstrukcji, która pozwala siedzieć prosto, zamiast pochylać się do przodu. Nie ma potrzeby pochylania się do przodu; klinicznie udowodniona wygodna pozycja do odciągania pokarmu*. W oparciu o wyniki badań klinicznych produktów z udziałem 20

uczestniczek (2019); 90% uczestniczek uważa tę pozycję za komfortową do odciągania pokarmu (pojedynczy elektryczny); 95% uczestniczek uważa tę pozycję za komfortową do odciągania pokarmu (podwójny elektryczny).

Produkt dostosowany do Twoich potrzeb



Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu, co pozwala uzyskać spersonalizowaną obsługę.

Dyskretnie odciągaj pokarm w dowolnym miejscu



Odciągaj pokarm w dowolnym miejscu i czasie dzięki cichemu silnikowi o smukłej konstrukcji.

Łatwe korzystanie w podróży



Możliwość odciągania pokarmu w podróży bez konieczności martwienia się o zasilanie. Akumulator jest dostarczany z zasilaczem micro-USB i wystarcza na 3 sesje po jednym pełnym naładowaniu.

Łatwe czyszczenie i konfigurowanie



Dzięki naszemu systemowi zamkniętego odciągania pokarmu nie pozostaje w rurce, więc nie ma potrzeby jej mycia. Mniejsza liczba części sprawia, że ponowne złożenie urządzenia jest bardzo łatwe.

Zapisz ulubione ustawienia



Wiesz, co Ci odpowiada? Laktator automatycznie zapamiętuje ostatnie ustawienia, więc wystarczy usiąść i nacisnąć start.

Monitoruj czas odciągania pokarmu

Śledź czas odciągania pokarmu na każdej piersi oraz całkowity czas odciągania pokarmu za pomocą cyfrowego wyświetlacza zegara.

Zatrzymaj, gdy tylko zechcesz



Jeśli musisz dostosować urządzenie lub zrobić sobie przerwę, przycisk uruchomienia/wstrzymania jest zawsze na wyciągnięcie ręki.

Dane techniczne

Moc

Napięcie zasilania: 100 – 240 V

Materiał

Butelka: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Laktator: Bez bisfenolu A* (dot. tylko części stykających się z pokarmem)

Zawartość zestawu

Butelka o pojemności 125 ml ze smoczkiem 0 mies.+ : 1 szt.

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 2 szt.

Zestaw do odciągania pokarmu: 1 szt.

Zasilacz micro-USB: 1 szt.

Część silnikowa (akumulator): 1 szt.

Pokrywa zamykająca: 1 szt.

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Łatwe czyszczenie i składanie, cichy silnik, funkcja pamięci

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Miękka nakładka masująca: Delikatna

stymulacja

Ustawienia: 16 poziomów odciągania pokarmu, 8 poziomów stymulacji

Więcej pokarmu w krótszym czasie:

Oszczędność czasu

Miękka i dostosowująca się nakładka:

Delikatna stymulacja



* W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER). Wyniki badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019) w porównaniu z MER w przypadku innej, poprzedzającej technologii laktatorów Philips ze studium wykonalności z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Piellners, 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).

* W oparciu o wyniki kwestionariusza przeprowadzonego na 1 tys. nakładek z badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019)

* Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011