

PHILIPS

AVENT

Elektryczny laktator
Plus

Laktator Elektryczny
Premium

Wyrób medyczny

Uniwersalna nakładka
dostosowująca się do kształtu i
rozmiaru piersi

8 poziomów stymulacji, 16
poziomów odciągania pokarmu

2-fazowy: stymulacja i
odciąganie



SCF391/11



Zainspirowany przez dziecko, idealny dla mamy

Technologia Natural Motion zapewnia 3x szybszy wypływ pokarmu*

Elektryczny laktator Philips Avent zapewnia skuteczny wypływ pokarmu i dostosowuje się do rozmiaru i kształtu brodawki sutkowej. Charakteryzuje go najnowsza technologia Natural Motion, w której stymulacja brodawki i odciąganie poprzez ruch wymasowujący pokarm perfekcyjnie odwzorowują naturalnie ssanie dziecka w trakcie karmienia.

Personalizacja

- Minimalna liczba potrzebnych części i intuicyjna konfiguracja
- Cichy silnik zapewnia dyskretną obsługę w dowolnym miejscu (zasilanie sieciowe)
- Funkcja wstrzymania/rozpoczęcia
- Spersonalizowana obsługa, 8–16 poziomów ustawień
- Funkcja pamięci

Delikatny i wygodny

- Mięka i dostosowująca się silikonowa nakładka w jednym rozmiarze
- Odciągaj pokarm bez konieczności pochylania się do przodu

Więcej pokarmu w krótszym czasie*

- Technologia Natural Motion zapewnia szybszy wypływ pokarmu*


Zalety

Szybki wypływ pokarmu*



Odciągaj więcej pokarmu w krótszym czasie* dzięki nakładce, która stymuluje brodawkę i odciąga mleko tak, jak dziecko. Urządzenie płynnie przechodzi z trybu stymulacji do trybu odciągania pokarmu i odpowiednio stymuluje sutek i ssanie, aby uzyskać maksymalny wypływ pokarmu. W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER)*.

Dostosowuje się do brodawki sutkowej



Jeden rozmiar pasujący do wszystkich brodawek. Każda z nas ma różne kształty i rozmiary, ale silikonowa nakładka delikatnie wygina się i dostosowuje do kształtu każdej brodawki sutkowej. Pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek* (do 30 mm).

Usiądź wygodnie



Zrelaksuj się podczas odciągania pokarmu dzięki konstrukcji, która pozwala siedzieć prosto, zamiast pochylać się do przodu. Nie ma

potrzeby pochylania się do przodu; klinicznie udowodniona wygodna pozycja do odciągania pokarmu*. W oparciu o wyniki badań klinicznych produktów z udziałem 20 uczestniczek (2019); 90% uczestniczek uważa tę pozycję za komfortową do odciągania pokarmu (pojedynczy elektryczny); 95% uczestniczek uważa tę pozycję za komfortową do odciągania pokarmu (podwójny elektryczny).

Produkt dostosowany do Twoich potrzeb



Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu, co pozwala uzyskać spersonalizowaną obsługę.

Dyskretnie odciągaj pokarm w dowolnym miejscu



Odciągaj pokarm w dowolnym miejscu i czasie dzięki cichemu silnikowi o smukłej konstrukcji. Tylko zasilanie sieciowe.

Łatwe czyszczenie i konfigurowanie



Dzięki naszemu systemowi zamkniętego odciągania pokarmu nie pozostaje w rurce, więc nie ma potrzeby jej mycia. Mniejsza liczba części sprawia, że ponowne złożenie urządzenia jest bardzo łatwe.

Zatrzymaj, gdy tylko zechcesz



Jeśli musisz dostosować urządzenie lub zrobić sobie przerwę, przycisk uruchomienia/wstrzymania jest zawsze na wyciągnięcie ręki.

Zapisz ulubione ustawienia



Wiesz, co Ci odpowiada? Laktator automatycznie zapamiętuje ostatnie ustawienia, więc wystarczy usiąść i nacisnąć start.

Dane techniczne

Laktator

Materiał: Bez bisfenolu A*

Moc

Napięcie zasilania: 100 - 240 V

Materiał

Butelka: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Laktator: Bez bisfenolu A* (dot. tylko części stykających się z pokarmem)

Zawartość zestawu

Butelka o pojemności 125 ml ze smoczkiem 0 mies.+: 1 szt.

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 2 szt.

Zestaw do odciągania pokarmu: 1 szt.

Część silnikowa (tylko zasilanie sieciowe): 1 szt.

Pokrywka zamykająca: 1 szt.

Zasilacz micro-USB (zasilanie sieciowe): 1 szt.

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Łatwe czyszczenie i składanie, cichy silnik

Funkcje

Ustawienia: 16 poziomów odciągania pokarmu, 8 poziomów stymulacji

Miękka i dostosowująca się nakładka:

Delikatna stymulacja



* W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER). Wyniki badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019) w porównaniu z MER w przypadku innej, poprzedzającej technologii laktatorów Philips ze studium wykonalności z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Piellners, 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).

* W oparciu o wyniki kwestionariusza przeprowadzonego na 1 tys. nakładek z badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019)

* Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011