

PHILIPS

AVENT

Handkolf

Ultra Comfort

Met Natural-fles (125 ml)



SCF330/70



Meer comfort, meer melk*

Klinisch bewezen comfort*

Als je je prettig en ontspannen voelt, gaat de melkafgifte gemakkelijker. Daarom hebben we de meest comfortabele borstkolf tot nu toe gemaakt: je kunt nu gemakkelijk zitten, zonder dat je voorover hoeft te leunen, terwijl de zachte massagekussens de melkafgifte voorzichtig stimuleren.

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

- Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen

Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken

- Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp
- Compact en lichtgewicht ontwerp

Klinisch bewezen minder vooroverbuigen*

- Ontspannen houding dankzij het speciale ontwerp

Zacht massagekussen met massagepunten

- Zacht massagekussen stimuleert subtiel de melkafgifte

Kenmerken

Ontspannen houding



Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.

Zacht massagekussen



De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.

Handig voor onderweg



De borstkolf is klein en licht, wat betekent dat je hem gemakkelijk kunt opbergen en meenemen. Daardoor kun je buitenshuis discreter kolven.

Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken



Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp. Eenvoudig melk afkolven voor je baby, waar je ook bent.

Inclusief onze Natural-fles



De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Specificaties

Ontwerp

Ontwerp borstkolf: Compact ontwerp
Flesontwerp: Ergonomische vormgeving, Brede hals

Materiaal

Flesvoeding: Polypropyleen
Speen: Siliconen

Inclusief

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 stk
Borstkolf met handvat: 1 stk
Afsluitplaatje voor melkopslag: 1 stk
Natural-fles van 125 ml: 1 stk
Reisdekseel: 1 stk
Normaal massagekussen: 1 massagekussen (19,5 mm). Een groter kussen is apart verkrijgbaar
Wegwerpborstkompressen: 12 stk

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Makkelijk schoon te maken, Volledig combineerbaar assortiment, Intuïtief in elkaar te zetten

Functies

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een comfortabele positie
Zacht massagekussen: Zachte stimulatie

Ontwikkelingsfasen

Stapje: 0 - 6 maanden

