

# PHILIPS

## AVENT

### Slimme babyfles

Houd alle voedingen bij

Leer de routine van je baby kennen

Creëer gezonde eetgewoontes

Flesvoeding op de natuurlijkste manier



SCH820/00



## Geen giswerk meer bij het voeden Zo weet je of je baby genoeg drinkt

De slimme babyfles houdt automatisch belangrijke voedingsdetails bij zodat jij meer kunt genieten van bijzondere momenten met je baby. Houd alle voedingen bij in één handige app en gebruik het overzicht om inzicht te krijgen in patronen en om een gezonde routine te creëren.

#### **De meest natuurlijke manier om flesvoeding te geven**

- Past op alle plastic Philips Avent Natural-babyflessen van 125 ml

#### **Houd de voedingsroutine van je baby bij voor meer inzicht**

- Houd automatisch alle voedingen bij
- Ontdek patronen en zorg voor een gezonde routine
- Leg alles vast, zelfs wanneer je er niet bent
- Philips Avent slimme babyfles iPhone-app\*
- Gegevens worden automatisch gesynchroniseerd via Bluetooth®

# Specificaties

## Ontwikkelingsfasen

Stapje: 0-3 maanden

## Flesvoeding

Speen: Siliconen, BPA-vrij\*

Flesvoeding: Polypropyleen, BPA-vrij\*

Compatibiliteit van de houder: Geschikt voor alle Philips Avent Natural plastic babyflessen van 125 ml

## Ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving, Brede Hals

## Service

Garantie: 2 jaar

## Ontwerp

Houder: Ergonomische vormgeving, sluit naadloos aan op de Philips Avent Natural-babyfles van 125 ml

Kleur houder: Wit

## Gebruiksgemak

Flesvoeding: Eenvoudig in elkaar te zetten, Gemakkelijk vast te houden, Gemakkelijk schoon te maken

## Synchronisatie

Gegevensoverdracht: via Bluetooth® Low Energy

Compatibiliteit met telefoons: iPhone 6 en nieuwer | iOS 11 en hoger.

## Gebruiksgemak

Werkt op batterijen: Verwisselbare knoopcelbatterijen.

Houder: Eenvoudige bediening met maar één knop, automatische synchronisatie met de app en een interactieve snelstartgids om je op weg te helpen.

## Kenmerken

**Automatisch bijhouden:** Hoeveelheid voeding, Tijd en datum, Duur, Onderbrekingen

**Automatische synchronisatie:** naar de Slimme babyfles-app via Bluetooth®.

**Handmatig bijhouden:** Voeg handmatig voedingen toe in de slimme babyfles-app die de babyfles niet heeft geregistreerd.

**Offline bijhouden:** Ook zonder telefoon kun je voedingen bijhouden. Gegevensopslag op apparaat: tot 100 maaltijden.

**Slimme babyfles-app:** Automatische overzichten, grafieken en patronen. Nadere uitleg, tips en trucs over voeding en het bijhouden.

## Inclusief

Natural-babyfles (PP) van 125 ml: 1 x  
Snelstartgids: 1 x

## Inclusief

3 V CR2032-batterijen: 2 stuks  
Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 x  
Veiligheidsinformatie: 1 x  
Slim apparaat (houder): 1 x  
Wereldwijd garantiebewijs: 1 x

## Synchronisatie

Philips Avent slimme babyfles-app: Alleen beschikbaar voor iOS en in de App Store.

## Philips Avent Natural-babyfles

**Antikrampjesventiel:** Geavanceerd antikrampjessysteem.

**Gebruiksvriendelijk:** Eenvoudig in elkaar te zetten, schoon te maken en vast te houden, en geschikt voor vaatwasmachine en magnetron (geldt alleen voor de fles).

**Aanleggen:** Natuurlijk aanleggen, combineer moeiteloos borstvoeding en flesvoeding.

**Speen:** Unieke comfortkussentjes, ultrazachte en flexibele speen.

# Kenmerken

## Automatisch bijhouden

Doordat voedingen automatisch worden bijgehouden, hoef je niet bang te zijn dat je er een vergeet. De slimme babyfles registreert de tijd, datum, hoeveelheid en duur van elke voeding en geeft je een compleet overzicht.

## Creëer een routine

In het begin lijkt structuur misschien ver te zoeken. De slimme babyfles is speciaal ontworpen om snel patronen te herkennen, waardoor je gemakkelijker kunt achterhalen wat de beste tijd is voor een voeding. Je krijgt persoonlijke ondersteuning tijdens het proces en een compleet overzicht van alle voedingen, die je zo nodig met een gezondheidsdeskundige kunt delen.

## Eén overzichtelijke app

De slimme babyfles-app\* is je persoonlijke assistent. Hij onthoudt alle belangrijke gegevens zodat je snel en nauwkeurig kunt controleren of je baby genoeg drinkt. Door de duidelijke grafieken houd je overzicht en met de gepersonaliseerde inzichten leer je de voedingsgewoonten van je baby beter kennen.

## Offline bijhouden

Ook als je er tijdens etenstijd niet bent, slaat de slimme babyfles gewoon de gegevens van een voeding op het apparaat op en synchroniseert deze met je telefoon als je weer terug bent. De fles kan maximaal 100 maaltijden opslaan.

## Bluetooth-verbinding

Alle gegevens die de slimme babyfles opslaat worden automatisch geüpload naar je telefoon\* via Bluetooth®. Het enige dat je moet doen is lekker gaan zitten en genieten van het voeden van je kleintje.

## Natural-fles

Met de slimme babyfles kun je je baby op een zo natuurlijk mogelijke manier flesvoeding geven. De houder past op alle plastic Philips Avent Natural-babyflessen van 125 ml. Maak het flesje klaar zoals altijd, bevestig de houder en geniet samen met je baby van de voeding.

