

# PHILIPS

Ventilförsedd andningsbehållare  
och spacer

OptiChamber Diamond

Kompakt design 140 ml volym

För vanliga astmaläkemedel

För barn och vuxna

Masktillbehör som tillval

 Product Picture

HH1305

## Hjälper dig att behålla kontrollen

Utformad för att förbättra tillförseln av läkemedel

Med OptiChamber Diamond kan mer läkemedel tillföras till lungorna. Det antistatiska materialet inuti röret gör att den aerosola medicineringen avges under längre tid, vilket ger dig mer tid att inhalera läkemedlet.(1,2)

### Komfort

- Tillbehörsmask anpassar sig till ansiktets konturer så att den passar bättre
- Munstycke i en storlek passar alla

### Effektiv behandling


- Få läkemedel till lungorna\*\*

### Utformad för god effekt

- Specialfunktioner gör den enkel att använda och underhålla
- Ventiler med lågt motstånd gör att du kan andas utan problem
- Antistatisk ventilförsedd andningsbehållare ger dig mer tid

### För vanligt förekommande läkemedel

- För vanligt förekommande läkemedel



# Funktioner


## Få läkemedel till lungorna



OptiChamber Diamond är utformad för att förbättra aerosoladministrering till lungorna och kan hjälpa dig att maximera effektiviteten av inhalationsbehandlingar.

## Andas lättare

Low resistance valves



Ventiler med lågt motstånd öppnas obehindrat, även vid låga flödes hastigheter från barn, vilket gör att du eller ditt barn enkelt kan andas genom kammaren.\*

## Tid att andas



Med OptiChamber Diamond kan mer läkemedel tillföras till lungorna. Det antistatiska materialet inuti röret gör att den

aerosol medicineringen avges under längre tid, vilket ger dig mer tid att inhalera läkemedlet.\*1

## Enkel användning, enkelt underhåll



High-flow whistle

Adaptern håller inhalatorn säkert på plats, medan den inbyggda visselpipan ljuder om du andas in för fort. Både munstycket och adaptern kan enkelt tas bort för rengöring.

## För vuxna och barn




Optichamber Diamond är utformad med ett stegvist munstycke och kan användas av både barn och vuxna.

## Kompatibel



OptiChamber Diamond är utformad för alla vanligt förekommande inhalationsläkemedel.

## Komfort



Den löstagbara LiteTouch-masken har en mjuk konturformad kudde som enkelt passar och ligger mjukt mot ansiktet för att ge en bekvämare behandling. SoftTouch-tätningen hjälper till att minska läckage.\*\*

# Specifikationer

## Material

**Kammare:** Akrylnitril-butadien-styren

**LiteTouch-mask:** Polyester, silikon

**Ventiler:** Silicone

## Underhåll

**Rengöring:** Warm water and liquid soap

**Information om livslängd:** Replace after one year

## Produktdetaljer

**Längd:** 14.2 cm (5.6")

**Munstycke:** Interfaces w 22 mm connectors

**Volym:** 140 ml



\* \*\*Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.

\* (1)Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2017, 30(3): 182-189.

\*\*\*Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.