

Philips Breast Pumps  
Silikonowa membrana do  
laktatorów

Membrana

CP1223



## Wytwarzanie podciśnienie w laktatorze.

Znajdź pasujące produkty w karcie danych technicznych.

Silikonowa membrana (wraz z rdzeniem) wytwarza próżnię w ręcznym laktatorze.

### **Łatwość użycia części zamiennych firmy Philips**

- Produkt będzie jak nowy dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

# PHILIPS

## Dane techniczne

## Zalety

### **Łatwa wymiana części produktu**

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2023-10-21

Wersja: 8.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)