

PHILIPS

AVENT

Rankinis pientraukis

Lengva nutraukti, saugoti,
maitinti

Bazinis rinkinys



SCF430/13



Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte

Technologija „Natural Motion“ greitai pieno srovei

Mėgaukitės švelniu nešiojamo rankinio pientraukio „Philips Avent“ teikiamu komfortu. Natūralaus kūdikio žindymo įkvėpta technologija „Natural Motion“ skirta greičiau pradėti pieno nutraukimo procesą. Galite lengvai reguliuoti ritmą ir traukimą. Tinka praktiškai visiems speneliams.

Lengva valyti

- Lengvai valomas ir paruošiamas

Patogus nutraukimas

- Lengvai sužadina pieno ištraukimą prieš arba tarp maitinimų
- Nutraukite pieną nesilenkdama į priekį
- Pasirinkite savo ritmą ir pritaikykite prie pieno srauto

Nešiojamas ir patogus

- Puikiai tinka keliaujančioms mamoms

Paprasta, švelnu ir veiksminga

- Vieno dydžio, minkšta, prisitaikanti silikoninė pagalvėlė
- Padeda greitai ištraukti pieną

Ypatybės

Natūralaus judėjimo technologija



Pažangus silikono kaušelis, kurio kūrimą įkvėpė unikalūs kūdikio maitinimo procesas, stimuliuoja spenelį, kad lengviau ir greičiau pradėtumėte pieno traukimą. Patogiam ir efektyviam pieno nutraukimui.

Prisitaiko prie spenelių




Vienas dydis tinka visoms. Kadangi mes visos esame skirtingų formų ir dydžių, silikininė pagalvėlė lengvai lankstosi ir prisitaiko prie unikalios anatomijos. Ji tinka 99,98 % spenelių dydžių* (iki 30 mm).

Nešiojamas ir lengvai naudojamas



Pientraukis yra mažas ir lengvas, tad jį lengva laikyti, transportuoti ir naudoti keliaujant, neatkreipiant į save dėmesio.

Greitas pieno ištraukimas



Unikalus nešiojamas rankinis pientraukis – tobulai tinka mamoms, kurioms reikia švelniai ištraukti pieną, kai nėra namie arba prieš maitinant krūtimi.

Siurbimo ir srauto valdymas



Laisvai reguliuokite ištraukimo ritmą ir siurbimą pagal savo poreikius, patogumą ir pieno srautą.

Sėdėkite patogiai



Atsipalaiduokite ir patogiai įsitaisykite – mūsų konstrukcija suteiks galimybę sėdėti tiesiai ir nereikės pasilenkti į priekį.

Lengvai valomas ir paruošiamas



Kadangi yra nedaug dalių, mūsų naują pientraukį lengva surinkti ir išvalyti.

Specifikacijos

Funkcijos

Minkšta ir pritaikoma pagalvėlė: Švelnus stimuliavimas

Kas pridama

Vienartiniai krūtų įklotai: 2 pcs

Pagalvėlės dangtis: 1 pcs

Ištraukimo rinkinys su rankena: 1 pcs

Laikymo puodeliai ir 1x adapteris: 3 pcs

0 mėn.+ čiulptukas: 1 pcs

© 2021 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Išleidimo data
2021-07-30
Versija: 2.2.1

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

EAN: 08 71010 39440 10

www.philips.com



* Šaltinis: (1) Mangel et al. Žindymo sunkumai, žindymo trukmė, motinos kūno masės indeksas ir krūties anatomija: ar tai susiję? Žindymo medicina, 2019 m. balandžio 26 d., (109 dalyviai, Izraelis); (2) Ziemer et al. Odos pokyčiai ir spenelio skausmas 1-ąją laktacijos savaitę.

* Akušerijos, ginekologijos ir naujagimių slaugos žurnalas, 1993 m. gegužė, (20 dalyvių iš Kaukazo šalių, JAV); (3) Ramsay et al. Žmogaus krūties anatomija laktacijos metu, charakterizuojama ultragarsiniais vaizdais, 2005 m., (28 dalyviai, Australija).

* Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011