

PHILIPS

AVENT

Ensemble tire-lait double
avec bouteille et brosse

Extraire plus de lait en moins de
temps

Comprend un coussin massEUR
souple

Grand coussin avec puissance
en plus

Sac de voyage, brosse et 4
biberons

SCF334/23



Plus de lait en moins de temps, confortablement

Ensemble tire-lait électrique double avec bouteille et brosse

Le tire-lait électrique double est idéal lorsque vous êtes à la course. Réduisez le temps d'extraction et asseyez-vous confortablement pendant que le coussin massEUR souple stimule le débit de lait en douceur. La pompe est silencieuse et facile à installer, personnaliser, utiliser et nettoyer.

Facile à assembler, utiliser et nettoyer

- Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle
- Peu de pièces et conception conviviale

Expression efficace avec trois réglages personnalisables

- Choisissez le réglage plus efficace et le plus confortable pour vous

Optez pour un coussin massEUR ou un coussin puissant

- Coussin massEUR doux avec alvéoles de massage
- Position d'extraction plus confortable grâce à sa conception unique
- Coussin haute intensité pour une plus grande puissance de suction

Pompe silencieuse pour un tirage discret, à tout moment

- Vous permet de tirer votre lait en toute discrétion

Pour recueillir davantage de lait, plus rapidement*

- Réduit le temps d'extraction grâce à sa double pompe

Caractéristiques

Davantage de lait en moins de temps



Temps d'extraction du tire-lait à double pompe inférieur à celui d'un tire-lait à pompe simple.

Plusieurs réglages simples au choix

Lorsque vous l'allumez, le tire-lait entre automatiquement en mode de stimulation de votre débit de lait. Vous n'avez alors plus qu'à choisir le réglage d'extraction qui vous convient le mieux parmi les 3 au choix.

Coussin massEUR doux



Notre coussin massEUR doux offre une texture veloutée qui est chaude au toucher sur votre peau pour un confort optimal et une stimulation en douceur du débit de lait. Le coussin massEUR et son design de pétales

caractéristique ont été conçus pour imiter l'effet de succion du bébé pour aider à stimuler le débit en douceur.

Coussin doux haute intensité



Choisissez le coussin haute intensité lorsque vous avez besoin d'une plus grande puissance de succion.

Position favorisant la détente



Ce tire-lait a une conception unique qui permet à votre lait d'aller directement de votre sein au biberon ou au contenant, même lorsque vous êtes assise bien droite. Vous pouvez donc être plus à l'aise pour tirer votre lait puisque vous n'avez pas besoin de vous pencher vers l'avant pour vous assurer que

tout votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait d'être assise confortablement, parfaitement détendue, stimule le débit de lait.

Installation, extraction et nettoyages faciles



Peu de pièces et conception conviviale. Tirez facilement du lait pour votre bébé à tout moment. Système fermé, aucun écoulement de lait dans les tubes. Conçu pour une extraction hygiénique.

Biberon Natural inclus



La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Pompe silencieuse

Conçu pour un tirage discret, à tout moment.

Spécifications

Design

Conception de tire-lait: Design compact

Design du biberon: Forme ergonomique, Col large

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Biberon: 0 % BPA*, Polypropylène

Tétine: Sans BPA*, Silicone

Tire-lait: Sans BPA* (pièces en contact avec des aliments uniquement)

Inclus

Tétine extra-souple débit nouveau-né: 2 Pièce(s)

Disque d'étanchéité pour la conservation du lait: 2 Pièce(s)

Biberon Natural 125 ml: 4 Pièce(s)

Corps du tire-lait: 2 Pièce(s)

Housse de transport: 1 Pièce(s)

Base, flexible compris: 1 Pièce(s)

Couvercle de voyage: 2 Pièce(s)

Packs d'échantillons de coussinets d'allaitement: Paquet de 1 (2 pcs)

Goupillon offert: 1 Pièce(s)

Grand coussin masseur (25 mm): 2 pièces (coussin plus petit vendu séparément)

Coussin puissant (27 mm): 2

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Nettoyage facile, Gamme entièrement compatible, Facile à assembler

Fonctions

Inutile de se pencher: Asseyez-vous confortablement

Coussin masseur souple: Stimulation douce
Réglages: 3 réglages de tirage du lait, 1 mode de stimulation

Pour recueillir davantage de lait, plus rapidement: Gain de temps

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois



* Plus de lait en moins de temps : Temps d'extraction du tire-lait à double pompe inférieur à celui d'un tire-lait à pompe simple.

* Selon des tests à domicile indépendants réalisés auprès de 76 mères des États-Unis en août 2012, 60 % des mères américaines qui allaitent ont préféré le tire-lait électrique double Confort Philips Avent en ce qui a trait au confort contre 26 % qui ont préféré le tire-lait Pump In Style de Medela. Medela est une marque déposée de Medela Holding AG.

* Tire-lait sans BPA : S'applique uniquement à la bouteille et aux autres éléments qui entrent en contact avec le lait maternel. Conformément au règlement UE 10/2011