

PHILIPS

AVENT

Tiralatte elettrico singolo

Estrai il latte quando e dove vuoi

Con morbido cuscinetto
massaggiante

Biberon e tettarella Natural



SCF332/31



Più comfort e più latte*. Quando vuoi, ovunque ti trovi

Tiralatte elettrico singolo con coppa massaggiante

Siediti comodamente senza bisogno di chinarti in avanti mentre i nostri morbidi cuscinetti massaggianti stimolano delicatamente il flusso di latte. Utilizza questo silenzioso tiralatte, dotato di batterie, quando vuoi e ovunque ti trovi. Facile da assemblare, personalizzare, utilizzare e pulire

Stimola in modo delicato la produzione di latte

- Morbido cuscinetto con petali per il massaggio

Facile da utilizzare, facilita l'estrazione e la pulizia

- Poche parti separate e design semplice
- Sistema chiuso, progettato per un'estrazione igienica
- Include la nostra tettarella e il nostro biberon Natural

Pompa silenziosa per un'estrazione sempre discreta.

- Progettata per un'estrazione discreta

Richiede di chinarsi meno in avanti (testato clinicamente)*

- Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

1 modalità di stimolazione e 3 impostazioni di estrazione

- Scegli l'impostazione che ti sembra più efficace e confortevole

In evidenza

Posizione rilassata



Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon o al recipiente, anche quando sei seduta dritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.

Impostazioni semplici tra cui scegliere

Una volta acceso, il tiralatte si avvia automaticamente in modalità di stimolazione delicata. In seguito, puoi scegliere tra 3 impostazioni di stimolazione per rendere più confortevole l'estrazione del latte.

Morbidi cuscinetti massaggianti



Il nostro cuscinetto massaggiante ha una nuova texture morbida vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. L'iconico cuscinetto con petali per il massaggio

è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.

Nessuna perdita di latte nei tubi



Nessuna perdita di latte nei tubi.

Facile utilizzo, estrazione e pulizia



Poche parti separate e design intuitivo per una facile estrazione in ogni momento.

Include il nostro biberon Natural



L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.

Pompa silenziosa

Progettata per un'estrazione discreta.

Specifiche

Design

Design tiralatte: Design compatto

Design del biberon: Design ergonomico, Collo ampio

Paese di origine

Inghilterra

Materiale

Biberon: Senza BPA*, Polipropilene

Tettarella: Senza BPA*, Silicone

Tiralatte: Senza BPA* (solo parti a contatto con il cibo)

Contenuto della confezione

Dischetto sigillante per la conservazione del latte: 1 pz.

Biberon Natural da 125 ml: 1 pz.

Corpo del tiralatte: 1 pz.

Base con tubo incluso: 1 pz.

Coperchio per il trasporto: 1 pz.

Campioni coppette assorbilatte: 1 confezione (2 pz.)

Coppa di misura standard (19,5 mm): 1 pz. (una coppa più ampia è disponibile e venduta separatamente)

Coppette assorbilatte monouso: 4 pz.

Facilità d'uso

Utilizzo del tiralatte: Facile pulizia, Gamma completamente compatibile, Assemblaggio intuitivo

Funzioni

Non serve inclinarsi in avanti: Siediti comodamente

Morbidi cuscinetti massaggianti: Stimolazione delicata

Impostazioni: 1 modalità di stimolazione, 3 impostazioni di estrazione

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi



* Comfort clinicamente testato: in un test effettuato nel marzo 2016 su un campione di 110 mamme provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Cina e Russia, il tiralatte Philips Avent ha ottenuto un punteggio medio di 8,6 su 10 per quanto riguarda il comfort.

* Più latte: ricerche indipendenti hanno dimostrato che potrebbe esserci un collegamento tra i livelli di stress e la produzione di latte. Maggiori informazioni sul sito: www.philips.com/Avent

* Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011