


PHILIPS

AVENT

Jednoduchá elektro
odsávačka mlieka

SCF292/01



Navrhnuté pre komfort

Inšpirované prírodou

Naša unikátna odsávačka je navrhnutá s elektronickou pamäťou, ktorá vám dáva kontrolu učením sa a pokračovaním vo vašom osobnom štýle pumpovania.

Výhody a vlastnosti:

- Učí sa a pokračuje vaším rytmom sania

Pomôže vám kŕmiť dlhšie

- Viac mlieka, prirodzene

Stimulácia a odsávanie

- Jemné masážne vystelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Použite tri spôsoby

- Sieťové napájanie, batériou alebo ručne

Hlavné prvky

Jemné masážne výstelky

Patentované masážne výstelky odsávačky mlieka Philips Avent sa ohýbajú dnu a von, čím imitujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.

Na sieť, na batérie a ručne

Okrem sieťového napájania je pre celkovú flexibilitu možné túto jednoduchú elektronickú pumpu používať aj na energiu batérií a ako manuálnu pumpu.

Učí sa a pokračuje vašim rytmom sania

Elektronická pamäť sa naučí po dotyku tlačidla, potom pokračuje vašim osobným rytmom odsávania.

Viac mlieka, prirodzene

Odsávanie umožňuje dostupnosť materského mlieka aj vtedy, keď tam nie ste

Technické údaje

Krajina pôvodu

England

Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov

Príkon

Voltage: 100 – 240 V

Čo je súčasťou balenia

Bottle stand/funnel cover: 2 pcs

Nádobka na materské mlieko (125 ml/4 unce):

1 pcs

Extra mäkký cumlík s prietokom pre

novorodenca: 1 pcs

Spare parts: 1 pcs

Nádobka na materské mlieko (260 ml/9

uncí): 1 pcs

Čo je súčasťou balenia

Electronic Breast Pump: 1

Battery pack: 1 pcs

Napájací kábel: 1

Manual pump parts for when power is not available: 1

