

PHILIPS

AVENT

Stor massagekudde

Passar alla Comfort-
bröstpumpar

 Product Picture

SCF167/01



Rätt storlek, maximal komfort

Bröstpump med bredare trätt

Den här mjuka massagekudden har en vidare trätt som är särskilt utformad för mödrar med större bröstvårtor. Den kan användas med bröstpumpar i Philips Avent Comfort-sortimentet. Se bilderna nedan för att få hjälp att avgöra om du behöver en större bröstpumpskudde.

Bekväm pumpning

- Bredare trätt för bekväm passform
- Passar alla bröstpumpar i Natural-serien

Kontrollera passformen för optimal komfort

- Rätt passform: Bröstvårtan passar bekvämt in i kudden
- Stor storlek: Bröstvårtan vidrör trättens väggar

Funktioner

Stor kudde för bröstpump

Du kan ta reda på om du behöver en stor bröstpumpskudde genom att kontrollera om bröstvårtan passar in i kuddens tratt. Om bröstvårtan vidrör eller gnids mot trattens väggar ska du välja den stora bröstpumpskudden, så att pumpningen blir bekvämare.

Rätt passform

Om bröstvårtan passar bekvämt in i kudden använder du rätt storlek.

För liten

Om bröstvårtan berör eller gnids mot kuddens vägg ska du välja den större kudden med bredare tratt för en bekvämare pumpupplevelse.

Passar alla Natural-bröstpumpar

Den stora, mjuka massagekudden passar alla Philips Avent Comfort-bröstpumpar i Natural-serien.

Specifikationer

Utvecklingsstadier

Stadie: Graviditet, 0–6 månader

Ursprungsland

England

Material

BPA-fri*

Utbytbar del

Passar produkttyper:: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

Vad som ingår

Stor kudde: 1 pcs

Funktioner

Mjuk massagekudde: Skonsam stimulering

Kudde

Material: Silikon, BPA-fri*

Kompatibilitet

Passar Natural-serien

Lättanvänd

Kudde: Enkel att rengöra, Tål maskindisk

